



Flex-Foot Assure®

Flex-Foot Assureは快適だけでなく、適合も容易です。
Flex-Foot のアクティブな踵の機能から得られる歩きやすさを必要とするユーザに向けて、シンプルかつダイナミックにデザインされた足部です。軽量でクッション性のあるヒールが衝撃を軽減し、全幅のキールが歩行の対称性と健側との一体性を守ります。

Flex-Foot Assure のユーザはÖssur の Unity 懸垂システムを用いることで、ボリュームコントロールと快適なソケットの適合を膝スリーブなしでも実現することができます。



製品ウェブページ

Flex-Foot Assure® 機能



全長トウレバー



アクティブな
踵骨の前進




耐候性

Flex-Foot Assure® Unity付

構造的高さ

19-24 130mm
25-27 125mm
28-30 130mm

10mm



ユーザー情報

- ・低衝撃レベル(K2:周辺地域歩行者)
- ・使用者体重45-136kg

足部情報

- ・足部サイズ: 19-30, カテゴリ: 1-5
- ・アダプタオプション: オスピラミッド
- ・FAPUXYYZ* Flex-Foot Assure Unity 付
- ・FAPEXYYZ* Flex-Foot Assure

* X:カテゴリ (1-5); YY: サイズ (19-30); Z: 左右 (L/R)

* ブラウンのフットがバー注文の場合は、製品番号の末尾に“BR”を足してください。

UNITY キット

- ・UTT0001 Unity 下腿用バルブキット
- ・UTF0001 Unity 大腿用バルブキット

保証

- ・Flex-Foot Assure : 36カ月
- ・Unity ポンプキット: 24カ月
- ・Unity バルブ: 6カ月
- ・Unity ポンプメンブレン : 12カ月

カテゴリ選択表

体重	足部サイズ											
	19*	20*	21*	22	23	24	25	26	27	28	29	30
45 - 61kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
62 - 80kg	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
81 - 97kg					3	3	3	3	3	3	3	3
98 - 114kg					4	4	4	4	4	4	4	4
115 - 136kg							5	5	5	5	5	5

*Flex-Foot Assure の22より下のサイズは Unity 非対応です

K1



K2

Flex-Foot® Balance

- ・安定性と快適性を兼ね備えた足部
- ・K1 ユーザー向け (特に血行障害による合併症などをもつユーザー)

K3

Balance Foot® J

- ・軽量かつエネルギー蓄積機能を持つ
- ・K1 ユーザー向け (低速の歩行者)

K4

Balance Foot® S

- ・安定感と滑らかな踏み返しを提供
- ・防水
- ・K1 - K2 のユーザー向け

Flex-Foot® Assure

- ・シンプルかつダイナミックな足部
- ・K2 のアクティブな踵の機能を求めるユーザー向け

Vari-Flex

- ・快適かつダイナミックな足部
- ・K3 - K4で高い信頼性と安全性、自然な歩行を求めるユーザー向け



WWW.OSSUR.JP

Össur Japan G.K.
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-27-7
FORECAST亀戸8階

TEL 03 5609 7797
FAX 03 6745 9528
info_japan@ossur.com

