

2022年9月21日

各位

パシフィックサプライ株式会社  
TEL:072-875-8008(代)  
FAX:072-875-8010(代)

テレスコピックスロープ仕様変更のご案内

拝啓 秋晴の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社にて輸入・販売しておりますグルドマン社「テレスコピックスロープ」につきまして、仕様変更のご案内をいたします。

今後とも弊社製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

品番	18440004	18440005
品名	テレスコピックスロープ 193cm 3段式	テレスコピックスロープ 282cm 3段式
サイズ	193	282
使用範囲	87~193cm	116~282cm
重量/1本	6.5kg	8.2kg
耐荷重/1本	150kg (合計 300kg)	125kg (合計 250kg)
スライド箇所数	2	2
スロープ内側	17cm	17cm
スロープ外側	23.5cm	23.5cm
価格(税抜)	135,000円	150,000円

84cm, 113cm, 196cm の 2 段式もございますがお取り寄せ品となり納期約 2 か月になります。

販売開始時期:2022年10月21日受注分より

従来品(100・150・200・250・300cm)は在庫限りにて販売終了いたします。

	<p>変更箇所:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体パンチング加工により軽量化</li> <li>・サイズ変更により従前の 200cm、300cm タイプが 3 段式になります。</li> <li>・250cm タイプは統合されます。</li> </ul>
---	---

以上