

2022 年 12 月 2 日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

【感覚統合器具】フレキサースイングⅡ仕様変更のご案内

拝啓 師走の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、【感覚統合器具】フレキサースイングⅡについて、仕様変更をいたします。詳細は、下記にてご確認ください。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象品

品番:0635 フレキサースイングⅡ
69251021 フレキサースイングⅡ安心パック

2. 仕様変更内容

* 衝突時の痛み軽減のため円盤周縁(写真赤線部)を
衝撃吸収性の高いスポンジに変更します。

* 安定した材料確保のために、板材を変更します。

<変更前> 重量:約11kg

↓

<変更後> 重量:約13kg



3. 変更時期

在庫終了次第、変更となります。2023年3月頃の見込みです。

以上