

2022年12月2日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社  
TEL:072-875-8008(代)  
FAX:072-875-8010(代)

## 【感覚統合器具】高さ調整器具表記変更のご案内

拝啓 師走の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、【感覚統合器具】高さ調整器具について、表記を変更いたします。詳細は下記にてご確認ください。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 対象品

品番:0622 高さ調整器具

#### 2. 表記変更内容

耐荷重を変更しました。

<変更前> 耐荷重:130kg



<変更後> 耐荷重:127kg

\* 仕様については変更ありません



#### 3. ご注意点

1点吊りでご使用になる場合は、製品重量と使用者体重の合計が、127kgを超えない範囲でご使用ください。

#### 4. 変更時期

2022年12月2日

以上