

2023年2月16日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

【感覚統合器具】ロングスイング仕様変更のご案内

拝啓 余寒の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、【感覚統合器具】ロングスイングについて、仕様変更をいたします。詳細は、下記にてご確認ください。

今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象品

品番:8961 ロングスイング
品番:69251023 ロングスイング安心パック



2. 仕様変更内容

耐荷重 UP のために、板材の厚みを変更します。

<変更前>耐荷重:80kg / 板厚み:25mm / 重量:約11kg

↓

<変更後>耐荷重:100kg / 板厚み:30mm / 重量:約13kg

3. 変更時期

2023年2月15日受注分以降適用

* 木材を使用しているため、重量が多少増減する可能性があります

以上