

令和6年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

●オズール社

番号	写真	部品番号	備考（品名）	部品概要	殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	令和6年度 完成用部品価格
1		PMD0	プロフレックス モジュラー	日常生活での活動に柔軟性や自信を求める、低～高活動ユーザー向けの軽量な足部（構造部品使用を最小限へ抑えることができるため軽量に仕上げられる）。ユーザーに合わせて下腿部のカットが可能。動力学と地面への順応性を組合せた多機能設計によって、さまざまな地形の上での歩行に適している。	骨格構造義肢	義足用部品	足部		A S A C H 足部	S A C H	¥447,100
2	 ※以下のキットになります	CHP00/FSL0	ショパール	下腿切断・リスフラン切断・ピロゴフ切断・ボイド切断・足根中足切断などの足部切断の方向への、柔軟性と耐久性に優れたカーボン製足部。フットカバーやヒールの低い靴と組合せて使用できるよう10mmの差高を含んでいる。	殻構造義肢	義足用部品	足部		D S A C H 足部		¥341,500
3		A-145310	ソケット直結メスピラミッド 薄型 チタン	構造的高さには制限がある場合に有用なアダプタ 材質：チタン 高さ：9mm 重量：33g ※防水性	骨格構造義肢	義足用部品	義足調整用 部品	コネクタ		3 6 φ ネジ・ その他	¥40,400
4		A-835300	トータルニー用 オスピラミッドアダプタ チタン	トータルニー用チタン製アダプタ 材質：チタン 体重制限：166kgまで 重量：80g ※防水性	骨格構造義肢	義足用部品	義足調整用 部品	コネクタ		3 6 φ ネジ・ その他	¥37,000
5		AJ-122300	小児用 近位4穴アダプタ アルミ	膝離断児用アダプタ 材質：アルミニウム製 構造的高さ：8.5mm 重量：36g ※耐候性	骨格構造義肢	義足用部品	義足調整用 部品	コネクタ	小児用		¥15,900