

NEW
発売開始



COBI REHAB
The Positioning Company

LASAL

歯科診療時の不安を和らげるクッション



デンタルクッションは、歯科診療台用として、専用に開発されたポジショニング用クッションです。診療中の不安や、診療台上で姿勢が崩れやすい方、不安定性がある方に、適しています。

- 患者様のお身体と診療台に対して、簡単に調整することができます
- 洗濯・消毒が可能なカバーを使用しています
- 頭部・頸部・腕部・脚部・背部それぞれをサポートするクッションがあります
- 不随意運動を最小限に抑えることができます
- スウェーデンの歯科衛生士と共同で開発されました

	洗濯	乾燥
クッションカバー	<ul style="list-style-type: none">・洗濯機の使用可（90℃まで）・消毒用エタノール、次亜塩素酸水の使用可能	<ul style="list-style-type: none">・タンブル乾燥可能・アイロン使用不可
本体	<ul style="list-style-type: none">・中性洗剤または消毒用エタノールを含ませた清潔なガーゼなどで表面を拭いてください・水洗い／ドライクリーニング／オートクレープ洗浄はすべて使用不可	<ul style="list-style-type: none">・タンブル乾燥不可・アイロン使用不可

クッションの組合わせ例

高齢者、障害者の場合

身体に変形があったり、
全身の筋緊張が高い方
におすすめです。



使用クッション

頸部



品番：29341102

デンタルネッククッションU型

価格：¥53,350 (税込)

腕部



品番：29341106

デンタルセーフガーダー
クッション Adult

価格：143,000 (税込)

脚部



品番：29341109

デンタルレッグクッション
リラックス Adult

価格：¥139,150 (税込)

脚部



品番：29341111

デンタルレッグクッション
Adult

価格：¥78,650 (税込)

障害児の場合

身体の変形が強く、
小柄で診療台と身体寸法が合わない方
全身の筋緊張が高い方や不随意運動がある方
におすすめです。



使用クッション

頸部



品番：29341105

デンタルクレセント
クッション

価格：37,950 (税込)

背部



品番：29341112

デンタルシートクッション
Child

価格：132,000 (税込)

腕部



品番：29341107

デンタルセーフガーダー
クッション Child

価格：133,100 (税込)

脚部



品番：29341109

デンタルレッグクッション
リラックス Adult

価格：¥139,150 (税込)

脚部



品番：29341108

デンタルフットクッション

価格：¥52,250 (税込)

本体カバー	PU、ポリエステル
本体内部	極小ポリスチレンビーズ
クッションカバー	PU、ポリエステル

*いずれのカバーも抗バクテリア加工が施されています
*商品仕様は予告なく変更する場合がございます

詳しい商品情報についてはこちらをご覧ください▶

デンタルクッション 🔍

