

# ヘッドコントロールシステム

ヘッドコントロールシステムは理学療法士の手から生まれた、頭部保持具です。頭部コントロール機能を促し、環境を探索するための、能動的装具システムとして使用します。脳性まひや重症心身障がい等による機能的制限に対して、頭部の保持が行いやすくなることで、視覚機能や上肢機能が発揮されやすくなり、活動経験やコミュニケーションの幅が広がります。

富田林障害児者医療福祉センター  
四天王寺和らぎ苑  
理学療法士 榎勢 道彦  
理学療法士 大嶋 志穂

座位  
フレーム



立位  
フレーム



座位フレームは1CH-OBAと互換性があり、その時々に合わせてヘッドサポートと入れ替えて使用できます。

●フレーム2種類

座位フレーム

立位フレーム

●ヘッドギアサイズ

サイズ	S	M
周径	430mm~570mm	520mm~610mm

※頸椎牽引具ではありません。  
必ず体幹部を固定して使用してください。

●価格

セット価格 (非課税)

単品価格 (税込)

座位セット ¥159,500  
(ヘッドギア+座位フレーム)

ヘッドギア ¥88,550

座位フレーム ¥84,150

立位セット ¥161,500  
(ヘッドギア+立位フレーム)

立位フレーム ¥86,350

<製造元> **k 川村義肢株式会社**

<販売元> **k パシフィックサプライ株式会社** <https://www.p-supply.co.jp>

- 大東本社 〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL.072 (875) 8011 FAX.072 (875) 8015
- 東京本社 〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9 TEL.03 (5635) 5015 FAX.03 (5635) 5016



※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。 ※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。