

ブルー2の後継機種 ブルー2FT 新登場！

様々なデバイスを実線でスイッチ操作するためのインターフェース



有線のフックプラスから無線のブルー2に移行して4年半。この度、さらなる高みへと進化を遂げたブルー2FTを発売しました。

ハードウェアが一新され、触れるだけで応答するフェザータッチ技術と洗練されたデザインが融合した次世代のスイッチインターフェースの誕生です。

製品情報については、弊社HPで公開します。ぜひチェックしてください！



ブルー2FT 製品ページ(7/23 公開)

価格:63,800 円(税込)

<特徴>

- ▶ スイッチはフェザータッチ(FT)で軽いタッチでスイッチ操作が可能です。
- ▶ スイッチをタッチした時に、光と音のフィードバックの有無を設定することが可能です。
- ▶ 本体の2つのスイッチに対応した2つの外付けスイッチが利用可能です。
- ▶ 高いデバイスとの互換性↓



光のフィードバック

OS	対応OSバージョン	スイッチ操作のアプリ
iPad	16以降	スイッチコントロール
iPhone		
mac	Ventura以降	スクリーンキーボード
Windows	11以降	
Android	5以降	スイッチアクセス
Chrome	最新(自動更新)	



スイッチ接続位置