



**orfit**

**オルフィット**

総合パンフレット




## オルフィットシート製品特徴

- 65度という低い軟化温度により、患部に直接モールドングできます。
- ヒートガンでシート表面を加熱することで、簡単に付属品の取付が可能です。
- 再度お湯の中に入れてと元のシート状に戻り、やり直しが可能です。

### NS = Non-Sticky(非粘着タイプ)

- シート両面に水をベースにした抗バクテリア製のフィルムコーティングを施していますので、繊維・体毛・皮膚に付着しません。
- サンドペーパーでコーティング膜を剥し、加熱すると接着できます。

### 穴の種類 (実寸大)



## オルフィキャスト

スプリントの製作と固定のための熱可塑性ニット素材です。

<許可番号 27B2X00262000120> ●軟化後、患部に直接モールドング可能です。



品番	メーカーコード	厚さ(mm)	軟化温度	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010902	4030	1.3	65℃ 以上	3000×30	青	100%	¥5,720
60010904	4030Z				黒		¥5,720
60010903	4032			3000×60	青		¥8,580
60010905	4032Z				黒		¥8,580
60010913	4032OR				オレンジ		¥8,580
60010906	4035	青			¥13,530		
60010909	4035Z	2.6		黒	¥13,530		
60010914	4035OR			オレンジ	¥13,530		
60010908	4039			3000×150	青		¥30,470
60010911	4039Z				黒		¥30,470
60010915	4039OR	3000×300	オレンジ	¥30,470			
60010912	4042		青	¥54,120			

(税込)

## オルフィットカラーズNS

- 9種のカラーバージョンです。
- 様々なカラーと厚み、穴の種類を揃えています。

<許可番号 27B2X00262000119>

色	品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	形状記憶性	標準価格		
バイオレット*	60010041	8133PU.1/NS	2.0	なし	450×600 (4枚入)	100%	¥66,880		
	60010042	8133PU.2/NS		小			¥79,860		
ホットグリーン*	60010043	8133GR.1/NS	2.0	なし			¥66,880		
	60010044	8133GR.2/NS		小			¥79,860		
ブラック*	60010047	8133Z.1/NS	2.0	なし			¥66,880		
	60010048	8133Z.2/NS		小			¥79,860		
ダイナミックレッド*	60010049	8133R.1/NS	2.0	なし			¥66,880		
	60010050	8133R.2/NS		小			¥79,860		
ブライtpink*	60010051	8133FP.1/NS	2.0	なし			¥66,880		
	60010052	8133FP.2/NS		小			¥79,860		
オーシャンブルー*	60010053	8133B.1/NS	2.0	なし			¥66,880		
	60010054	8133B.2/NS		小			¥79,860		
ソニックシルバー*	60010055	8133MG.1/NS	2.0	なし	450×600 (4枚入)	100%	¥66,660		
	60010056	8133MG.2/NS		小			¥79,860		
	60010057	8134MG.1/NS	3.4	なし			¥88,880		
		60010058		8134MG.4/NS			中	¥101,530	
アトミックブルー*	60010059	8133MB.1/NS	2.0	なし			¥66,660		
	60010060	8133MB.2/NS		小			¥79,860		
	60010061	8134MB.1/NS	3.4	なし			¥88,880		
		60010062		8134MB.4/NS			中	¥101,530	
ゴールド*	60010063	8133GO.1/NS	2.0	なし			450×600 (4枚入)	100%	¥66,660
	60010064	8133GO.2/NS		小					¥79,860
	60010065	8134GO.1/NS	3.4	なし					¥88,880
		60010066		8134GO.4/NS					中

※納期:輸入品につき受注発注後約1カ月

(税込)





## オルフィライト

- 「水」よりも軽いスプリント用シートです。
- 他社製品と比較して、15~30%も軽量です。軽さは装着時の快適性を高めます。
- 表面がソフトで成型時の感覚も非常に良好なため、皮膚に対しても優しい素材です。

<許可番号 27B2X00262000107>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7989	8332.2/L	1.6	小	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥14,080
7990	8338.2/L	2.5	小				¥20,130
7991	8334.1/L	3.2	なし				¥19,140
7992	8334.4/L		中				¥22,220

(税込)




## アクアフィットNS

- クリスタルホワイトの美しい仕上がりです。
- 成型時の伸張性が高く、しなやかな素材です。
- 加温すると透明になり、圧迫部位や創部の状態を確認しながらモールディングできます。

<許可番号 27B2X00262000108>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0865	8632N.1/NS	1.6	なし	600×450 (1枚入)	クリスタル ホワイト	100%	¥11,660
0866	8632N.2/NS		小				¥14,850
0867	8639N.1/NS	2.4	なし				¥18,480
60010010	8639N.2/NS		小②				¥20,130
0868	8634N.1/NS	3.2	なし				¥19,140
0869	8634N.6/NS		中②				¥20,790
0870	8634N.3/NS		大	¥24,200			

(税込)




## オルフィットソフト

- 比較的軟らかな素材です。
- モールディングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。

<許可番号 27B2X00262000101>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0410	8332.S01	1.6	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥11,660
0412	8332.S02		小				¥13,860
0414	8333.S01		なし				¥15,730
0416	8333.S02	2.0	小				¥18,810
7736	8333.S04		中				¥18,590
0418	8333.S03		大				¥18,810
0420	8334.S01	3.2	なし				¥18,810
0424	8334.S04		中				¥20,790
0422	8334.S03		大				¥22,880

(税込)



## オルフィットハード


- 比較的硬い素材です。
- 装着感に優れ、しっかりとしたフィッティングが得られます。

<許可番号 27B2X00262000102>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0426	8334.ST1	3.2	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥19,140
7739	8334.ST4		中				¥22,220

※写真左から「穴なし」「穴中」

(税込)



## オルフィットソフトNS


- オルフィットソフトの非粘着タイプです。
- フィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。

<許可番号 27B2X00262000103>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0411	8332.S01/NS	1.6	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥12,540
0413	8332.S02/NS		小				¥14,520
0415	8333.S01/NS	2.0	なし				¥16,720
0417	8333.S02/NS		小				¥20,130
7737	8333.S04/NS		中				¥18,590
0419	8333.S03/NS	3.2	大				¥20,130
0421	8334.S01/NS		なし				¥20,130
0425	8334.S04/NS		中				¥22,220
0423	8334.S03/NS	大	¥24,860				

※写真左から「穴なし」「穴小」「穴中」「穴大」

(税込)



## オルフィットハードNS

- オルフィットハードの特性をそのまま活かした非粘着タイプです。

<許可番号 27B2X00262000104>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7738	8334.ST1/NS	3.2	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥20,130
0427	8334.ST4/NS		中				¥22,000

※写真左から「穴なし」「穴中」

(税込)

## オルフィットエコ

●リサイクル商品のため低価格です。非常に丈夫です。

<許可番号 27B2X00262000106>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010001	8938N.1	2.4	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	約85%	¥7,810
60010002	8938N.4		中				¥8,470
7772	8934N.1	3.2	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	約85%	¥9,020
7773	8934N.4		中				¥9,680

(税込)

## オルフィットエコ ブラックNS

●リサイクル商品のため低価格です。非常に丈夫です。

●フィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。

<許可番号 27B2X00262000123>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010003	8934Z.1/NS	3.2	なし	600×450 (1枚入)	黒	約85%	¥9,020
60010004	8934Z.4/NS		中				¥9,680

(税込)

## マルチフィットNS

<許可番号 27B2X00262000130>

●従来のスプリント材に比べ優れたドレープ性があり、身体に合わせて成型することができます。

●耐久性に優れ、剛性を備えています。

●支持が必要な装具の制作にオススメです。

●表面に抗バクテリア製のコーティングを施しています。これにより皮膚に付着することなく成型できます。

商品コード	メーカーコード	名称	サイズ(mm)	内容	標準価格
60010203	7138.1/NS	マルチフィットNS 白	450×600	2.4mm 穴なし	¥9,900
60010204	7138.2/NS			2.4mm 穴小	¥10,500
60010205	7138.4/NS			2.4mm 穴中	¥10,500
60010206	7134.1/NS			3.2mm 穴なし	¥11,900
60010207	7134.6/NS			3.2mm 穴大	¥12,200

(税込)

※従来のスプリント材のような形状記憶性がございません

## オルフィット プレカット

### サム・ポストスプリント

<許可番号 27B2X00262000110>



オルフィットソフト  
1.6mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
60011031	35810	S	¥3,080
60011032	35811	M	¥4,400
60011033	35812	L	¥5,940

※2枚入り1セット

(税込)

### 手関節固定用スプリント

<許可番号 27B2X00262000111>



オルフィットソフト  
2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
60011034	35830	S	¥7,920
60011035	35831	M	¥12,540
60011036	35832	L	¥15,180

※2枚入り1セット

(税込)

### 背側型コックアップスプリント

<許可番号 27B2X00262000112>



オルフィットハード  
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
60011038	35820	S	¥4,730
60011039	35821	M	¥7,810
60011040	35822	L	¥11,660


※2枚入り1セット

(税込)

### 安静用スプリント

<許可番号 27B2X00262000113>

ー イントリンシック・プラスタイプ



オルフィットソフト  
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
60011041	35850	S	¥5,720
60011042	35851	M	¥10,340
60011043	35852	L	¥14,190

※2枚入り1セット

(税込)

### 尺側偏位用スプリント

<許可番号 27B2X00262000114>



オルフィットハード  
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
60011044	35817KL	左	¥16,610
60011045	35817KR	右	¥16,610


※2枚入り1セット

(税込)

- 手間入らず** 採寸や切り取りが不要です。
- 効率的** すぐに製作にとりかかれます。
- 経済的** シートが余ったりしません。

### プレカットのサイズ 選択の目安

手部のMCP幅を測定し、右図を参考にサイズをご選択下さい。



4~5.5cm	XS
5.5~7cm	S
7~9.5cm	M
9.5~11cm	L

## サム・ポストスプリント カラーズNS



完成品例

<許可番号 27B2X00262000126>

2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	色	標準価格
60011046	35810Z/NS	S	黒	¥3,410
60011047	35811Z/NS	M	黒	¥4,620
60011048	35812Z/NS	L	黒	¥6,050
60011049	35810MB/NS	S	アトミックブルー	¥3,410
60011050	35811MB/NS	M	アトミックブルー	¥4,620
60011051	35812MB/NS	L	アトミックブルー	¥6,050

※納期:輸入品につき受注発注後約1カ月  
※2枚入り1セット

(税込)

## 長対立スプリント カラーズNS



完成品例

<許可番号 27B2X00262000128>

2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	色	標準価格
60011052	35814Z/NS	S	黒	¥9,020
60011053	35815Z/NS	M	黒	¥12,650
60011054	35816Z/NS	L	黒	¥15,290
60011055	35814MB/NS	S	アトミックブルー	¥8,580
60011056	35815MB/NS	M	アトミックブルー	¥12,650
60011057	35816MB/NS	L	アトミックブルー	¥15,290

※納期:輸入品につき受注発注後約1カ月  
※2枚入り1セット

(税込)

## オルフィットストリップス

<許可番号 27B2X00262000122>




- カラー、厚さ、幅の種類に富んでいます。
- 容易に手早くスプリントが作成可能です。

品番	メーカーコード	サイズ	色	形状記憶性	厚さ(mm)	数量	標準価格
60010093	8124G0.1/NS	450×20mm	ゴールド	100%	3.4	10	¥9,130
60010094	8124MB.1/NS		アトミックブルー				¥9,130

※納期:輸入品につき受注発注後約1カ月

(税込)

## オールフィット



- さまざまな形に成型することができます。
- 一袋500g

品番	メーカーコード	標準価格
60010901	703011	¥5,280 (税込)

## 製作手順




①65℃のお湯にオールフィットを入れます。オールフィットが半透明になると作業できる状態です。



②オールフィットが一塊になり、さまざまに形づけられます。




③写真のようにグリップに沿って、形づけることも可能です。



④使用者や対象物の形状に合わせることで、独自のグリップを作ることが出来ます。

## ループテープ(マジックテープ®・メス)

ループテープ



フックテープ

商品コード	メーカーコード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)	標準価格
0406	35437L2	伸縮性	白	25	2	¥2,530
3116	P860-40=25B	スタンダード	白	25	25	¥5,060

(税込)

## フックテープ(マジックテープ®・オス)

商品コード	メーカーコード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)	標準価格
0405	35405H2	自着性	白	25	2	¥1,870
3115	P860-40=25A	スタンダード	白	25	25	¥6,160

(税込)



## クッションフォーム(穴なし)



商品コード	メーカーコード	標準価格
0401	35110	¥9,020

- 接着性タイプのソフトPVCフォーム
- サイズ:500×1,000×3mm

(税込)

## クッションフォーム(穴あき)



商品コード	メーカーコード	標準価格
7803	35112	¥11,000

- 接着性タイプのソフトPVCフォーム
  - サイズ:500×1,000×3mm
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

(税込)

## テリークロス



商品コード	メーカーコード	標準価格
0402	35111	¥11,000

- 穴なし、接着性タイプのバイル地
  - サイズ:500×1,000×3mm
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

(税込)

## ヒートパン



商品コード	メーカーコード	標準価格
60010000	TAH-1202	¥93,500

- サイズ:  
外寸:427(W)×295(D)×233(H)mm  
内寸:372(W)×262(D)×114(H)mm
- 質量:約7kg
- 仕様:100V、720W
- 温度調節:20℃~100℃
- 容量積:12ℓ

(税込)

## ヒートガン



商品コード	メーカーコード	標準価格
7927	PJ-208A	¥21,670

- 音が静かで、ピンポイントヒーティングが可能なノズル付
- スイッチ:熱風・切・冷風の3段階切換え
- サイズ:70×211×191mm
- 仕様:100V、1kW
- 付属品:R形スタンド  
AT-11(周囲を均一に加熱するためのノズル)  
AT-21(ピンポイントノズル)

(税込)

## スプリントマーカー



商品コード	メーカーコード	標準価格
60011004	35003G	¥6,270

- 水中で消えにくくこすると消えるマーカーです。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

(税込)


## ダイナミックプリント用パーツ



### オルフィチューブキット

商品コード	メーカーコード	標準価格
7780	35311	¥17,270

- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本
- 3種類の伸縮性糸(10m巻)
- ポリエステル糸(100m巻)



### オルフィチューブ

商品コード	メーカーコード	標準価格
7858	35310	¥8,800

- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本



### オルフィチューブキャップ

商品コード	メーカーコード	標準価格
7781	35318	¥11,880

- クロムメッキ製キャップ20個入



### シングルオルフィチューブアジャスター

商品コード	メーカーコード	標準価格
0864	35304	¥10,450

- アジャスター5個と六角レンチ1本入
  - オルフィチューブを調節・固定します。
  - スプリントとアジャスター裏面をヒートガンで加熱し、スプリントに接着します。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月



### オルフィチューブアジャスターキット

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011001	35305	¥12,210

- オルフィチューブ5本とオルフィチューブアジャスター5個入り
  - チューブ折り曲げ用スティック1本入り
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月



### オルフィチューブバンダー

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011002	35308	¥2,530

- オルフィチューブを簡単に曲げる事ができる道具です。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月




### 伸縮性糸

商品コード	メーカーコード	標準価格
(細)7859	35312	¥3,520
(中)7860	35313	¥3,520
(太)7861	35314	¥3,850

- 牽引力:(細)200g(中)400g(太)600g/10m巻

(税込)



### ポリエステル糸

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011003	35315	¥3,190

- 75m巻きです。
  - 牽引具を留める際に使用します。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

(税込)

## コイルスプリング

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月



### ジョイントジャック・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7863	35800	¥4,070 (税込)


- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:0.7mm
- コイルの直径:5mm



### ナックルバンダー・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7782	35801	¥4,070 (税込)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1mm
- コイルの直径:10mm



### 指関節伸展補助・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7784	35802	¥4,070 (税込)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1mm
- コイルの直径:4mm



### 手関節補助用・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7783	35804	¥4,180 (税込)

- 10本入(右5本、左5本)、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1.5mm
- コイルの直径:15mm

## 工具



### スプリングコイルブライヤー

商品コード	メーカーコード	標準価格
7926	35140	¥21,120 (税込)

- 先端が円錐形になっていますので、直径5~10mmまでのコイルが作れます。

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

## 書籍



### オルファイトスプリント製作マニュアル

商品コード	メーカーコード	標準価格
7838	35011J	¥880 (税込)

- 上肢21種類と下肢4種類のスプリント製作教本
- 訳者:バシフィックサプライ株式会社
- 日本語版監修:医学博士・作業療法士・認定ハンドセラピスト 椎名 喜美子先生

## スプリント製作用はさみ



### はさみ曲

カーブ・穴などのシートカット用・両尖反型



### はさみ直

直線などのシートカット用・片尖



### ギプス

皮膚の近くにあるシートカット用



### はさみ大

2.0/3.2mm厚のシートカット用

商品コード	メーカーコード
30280007(直)	CA-02S
30280008(曲)	CA-10C
30280009(ギプス)	NS-160
0399(大)	35065

商品名	商品コード	全長	刃渡り(cm)	標準価格
はさみ(直)	30280007(直)	14.5	5	¥4,180
はさみ(曲)	30280008(曲)	14.5	5	¥4,290
はさみ(ギプス)	30280009(ギプス)	16	4.5	¥3,520
はさみ(大)	0399(大)	23	6.5	¥20,350

(税込)

## オルフィット無料サンプルのご案内

弊社では、オルフィットスプリントシートのサンプルのご依頼を承っております。  
詳細につきましては以下をご参照ください。

### ラインナップ

下記の製品からお選びください。(同種類複数枚選択可能)

0412	オルフィットソフト	1.6mm 厚穴小
0416	オルフィットソフト	2.0mm 厚穴小
0417	オルフィットソフト NS	2.0mm 厚穴小
0427	オルフィットハード NS	3.2mm 厚穴中
60010010	アクアフィット NS	2.4mm 厚穴小
7772	オルフィットエコ	3.2mm 厚穴なし
7990	オルフィライト	2.5mm 厚穴小
60010903	オルフィキャスト	3cm 幅/青 1.3mm 厚 約10cm長
60010911	オルフィキャスト	6cm 幅/青 2.6mm 厚 約10cm長

### お申込方法

- ①弊社ホームページの「製品・サポート」から「スプリント材各種」  
☆無料サンプルをご希望の方はこちらから☆を選択ください。
  - ②希望のサンプルを選択
  - ③必要事項を記入し、送信
- サンプルお届け：ご注文から10営業日以内に発送いたします。



### KAWAMURAアカデミーご案内

スプリント材料の選び方やスプリント作製方法を  
学習できる動画コンテンツサービス  
「KAWAMURAアカデミー」をぜひご利用ください。  
詳細につきましてはQRコードよりご確認ください。  
なお、本サービスはプラチナクラブ会員登録(無料)が必要です。



**kawamura アカデミー**  
Managed and Operated by Pacific Supply

## **k** パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015

<https://www.p-supply.co.jp>

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。  
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。

販売取扱店