











令和7年度 パシフィックサプライ株式会社 取扱完成用部品 新規認可

●オズール社

| 番号 | 写真  | 部品番号        | 備考 (品名)   | 部品概要   | 殻・骨格等      | 区分        | 名称1         | 名称2             | 型式1                   | 型式2                   | 令和7年度<br>完成用部品価格 |
|----|---|-------------|---|--|------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1  |    | PTA0        | プロフレックス テラ                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・オズール社のプロフレックスシリーズの中で最も幅広い活動に対応</li> <li>・低活動に対応した柔らかさと、高活動に対応した強力なエネルギーリターンの両方を兼備</li> <li>・ユーザー自身で取り外し可能なフットカバー</li> </ul>                    | 骨格構造<br>義肢 | 義足用<br>部品 | 足部          |                 | A SACH<br>足部          | SACH                  | ¥703,800         |
| 2  |   | I-SXLS/SXLC | ICEROSS<br>大腿用シールインX<br>ロックングライナー<br>スタンダード/コニカ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・低活動から高活動の大腿切断者用シリコンライナー</li> <li>・ピン式懸垂の利点とシールインの利点を兼備</li> <li>・Icelock850シリーズと組み合わせることでランヤード懸垂も可能</li> </ul>                                 | 骨格構造<br>義肢 | 義足用<br>部品 | その他         | ライナー            | B ピンア<br>タッチメント<br>あり | B ピンア<br>タッチメント<br>あり | ¥120,500         |
| 3  |  | L-850001    | Icelock 850<br>ダイレクトソケット用                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・懸垂機構はロックのみ、Seal-In のみ、または組み合わせることが可能であり、変更も容易</li> <li>・クイックコネクによりライナーからの着脱が容易で、座位で装着可能</li> <li>・シールインXロックングライナーとの組み合わせ</li> </ul>            | 骨格構造<br>義肢 | 義足用<br>部品 | その他         | ライナーロック<br>アダプタ |                       | クラッチ<br>ロック           | ¥58,000          |
|    |   | L-850002    | Icelock 850<br>4穴                               |  |            |           |             |                 |                       |                       | ¥66,000          |
|    |   | L-850003    | Icelock 850                                     |  |            |           |             |                 |                       |                       | ¥58,000          |
| 4  |  | A-282440    | 屈曲プレート 45mm 10°                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・初期屈曲角の調整が可能です。3種類</li> </ul>   | 骨格構造<br>義肢 | 義足用<br>部品 | 義足調整用部<br>品 | コネクタ            |                       | 36φネジ・<br>その他         | ¥34,000          |
|    |   | A-282460    | 屈曲プレート 60mm 10°                                 |  |            |           |             |                 |                       |                       |                  |
|    |   | A-282470    | 屈曲プレート 75mm 15°                                 |  |            |           |             |                 |                       |                       |                  |
| 5  |  | FSW0        | フットカバー ボタン付き                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使いやすいスナップオン式のフットカバーにより、ビーチ旅行や庭仕事の後、落ち葉の中を歩いた後など、ユーザーは清拭のために簡単にカバーを取り外すことが可能</li> <li>・カラー：ベージュ・ブラウン</li> <li>・足部サイズ：22cm～31cm (左/右)</li> </ul> | 骨格構造<br>義肢 | 義足用<br>部品 | その他         | その他<br>部品       | A フットカ<br>バー          | A フット<br>カバー          | ¥47,500          |

●ベッカー社

| 番号 | 写真  | 部品番号    | 備考 (品名)                | 部品概要  | 殻・骨格等 | 区分   | 名称1 | 名称2 | 型式1            | 型式2    | 令和7年度<br>完成用部品価格 |
|----|---|---------|------------------------|---|-------|------|-----|-----|----------------|--------|------------------|
| 1  |    | MI-1-A1 | MILINE シングルアクションブーストあり | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブースターユニットを有し、従来の金属製シングルアクションの足継手より強度のある特注のスプリングを一方方向のスロットに装備した足継手</li> <li>・モジュラー機構を採用しており、同シリーズの他の継手と互換性がある</li> </ul> | 装具    | 下肢装具 | 足継手 | -   | B 制御式<br>(補助付) | 1 一方   | ¥64,200          |
| 2  |    | MI-2-A1 | MILINE ダブルアクションブーストあり  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブースターユニットを有し、従来の金属製シングルアクションの足継手より強度のある特注のスプリングを二方向のスロットに装備した足継手</li> <li>・モジュラー機構を採用しており、同シリーズの他の継手と互換性がある</li> </ul>  | 装具    | 下肢装具 | 足継手 | -   | B 制御式<br>(補助付) | 2 二方向  | ¥66,000          |
| 3  |   | MI-LUHD | MILINE 片側用下腿支柱         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・MILINEの足継手と互換性がある下腿支柱</li> <li>・片側支柱に耐える高強度で耐腐食性鋼を使用</li> </ul>   | 装具    | 下肢装具 | その他 | 支柱  | -              | -      | ¥16,100          |
| 4  |  | MI-YS   | MILINE Y字あぶみ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・MILINEの足継手と互換性があるあぶみ</li> <li>・高強度で耐腐食性鋼を使用</li> <li>・メモリにより角度の調整が容易</li> </ul>   | 装具    | 下肢装具 | あぶみ | -   | A 制御式<br>(制限付) | 1 足板なし | ¥5,200           |
| 5  |  | 1402    | モジュラー式リングロック膝継手        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・リングロック機構により固定及び可動制限の解除がワンタッチで可能</li> <li>・モジュラー機構で支柱と膝継手を取り外すことができる</li> </ul>  | 装具    | 下肢装具 | 膝継手 | -   | B ロック式         | -      | ¥52,000          |