

2019年10月9日

得意先各位

パシフィックサプライ株式会社
TEL:072-875-8008(代)
FAX:072-875-8010(代)

オズール社 ダミー部品 仕様変更のご案内

拝啓 仲秋の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、大変ご案内が遅くなりましたが、オズール社のダミー部品が仕様変更となっておりますので、下記の通りご案内申し上げます。今後とも弊社取扱い製品への変わらぬご愛顧のほどお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

ダミー部品全般

2. 変更内容

品質を安定させるため、ダミー部品が機械加工より射出成形(インジェクションモールド)へ製造工程が変更となりました。色は白色よりダークグレーへ変更となっております。

3. 価格

価格の変更はございません。

4. 切り替えの時期

2017年10月から順次切り替わっております。



5. キット別 仕様変更前／仕様変更後の比較表

次頁をご参照くださいますよう、よろしくお願いたします。



















正式なご案内が大変遅くなりまして誠に申し訳ありません。何卒よろしくお願いたします。

ダミー仕様変更前／後比較表


ICELOCK® 100 シリーズ

＜キット品番＞ キット名	部品名 ＜品番＞	画像	
		変更前	変更後
＜L-180001＞ (ブレードは含まず) ＜L-180002＞ (ブレードを含む) アイスロック 100 制作キット	シリンダー ＜L-192162＞	-	
	ディスタル スペイサーパッド ＜L-192186＞		



ICELOCK® 200 シリーズ

＜キット品番＞ キット名	部品名 ＜品番＞	画像	
		変更前	変更後
＜L-211000＞ アイスロック クラッチ 211 (アダプタなし)	デルリングガイド ＜L-292126＞		
	ピントネル (Oリング付) ＜L-292121＞		
	ダミーネジ ＜L-292122＞		
＜L-214000＞ アイスロック クラッチ 214 四穴	陽性モデル取付ダミー ＜L-292118＞		
	ダミー用プラスチックネジ ＜L-292129＞		
＜L-2143xy＞ アイスロック クラッチ 214 AK オフセット	ダミーネジ ＜L-292122＞		
	ダミーネジ(黒) ＜L-292152＞		
	クラッチピンカバー ＜L-292154＞		
＜L-272000＞ アイスロック 211 チタンピラミッド 272	専用スペイサー ＜L-292138＞		

ICELOCK® 300 シリーズ

＜キット品番＞ キット名	部品名 ＜品番＞	画像	
		変更前	変更後
＜L-331001＞ アイスロック ランヤード 331-L (アダプタなし)	ラミネーション用 ボトムアタッチメント ＜L-392110＞		
＜L-331001＞ アイスロック ランヤード 331-L (アダプタなし)	ランヤード用 コネクションネジ ＜L-392115＞		
	＜L-331002＞ ランヤード 331-T (アダプタなし)	ハンドルシリンダー ＜L-392119＞	

ICELOCK® 500 シリーズ

＜キット品番＞ キット名	部品名 ＜品番＞	画像	
		変更前	変更後
＜L-551002＞ アイスロック 551 排出バルブ	TT バルブ用インサート L-544207 (PA6)		



ICELOCK® 600 シリーズ

＜キット品番＞ キット名	部品名 ＜品番＞	画像	
		変更前	変更後
＜L-672000＞ アイスロック 672 チタンピラミッド	専用スペイサー ＜L-692161＞		
＜L-673000＞ アイスロック 673 ステンレスピラミッド	ピラミッドキャップ L-692142		
＜L-631000＞ アイスロック 631 ランヤード ヒモ式ロック	ランヤード用 コネクションネジ ＜L-392115＞		
＜L-651000＞ アイスロック 651 スムーズロック	プッシュボタン ＜L-693502＞		

構造パーツ

＜キット品番＞ キット名	部品名 ＜品番＞	画像	
		変更前	変更後
＜A-122100＞ 四穴ソケットアダプタ アルミニウム ＜A-125100＞ 四穴ソケットアダプタ チタン	ダミー 四穴ソケットアダプタ A-171001		
＜AJ-122100＞ 小児用 四穴ソケットアダプタ	小児用ダミー 四穴ソケットアダプタ AJ-171001		

ユニティバキュームシステム

＜キット品番＞ キット名	部品名 ＜品番＞	画像	
		変更前	変更後
＜UTT0001＞ 下腿用 ユニティバルブキット	TT バルブ用 インサート L-544207 (PA6)		

以上