

令和2年度 オズール社完成用部品 新規認可一覧

2020年3月31日

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	区分1	名称1	型式1	区分2	名称2	型式2	令和2年度 完成用部品価格
1		AS-BLL-size	アスパイアライナー	下腿切断者対象シリコンライナー。ライナー表面には耐久性向上のため、引き延ばしを防ぐ布カバーが取り付けられている。ライナー本体の先端にキャッチピンが付いており、ソケット底部に取付けるロック機構へ差し込み、懸垂する。 体重制限なし。低～高活動者向け。	殻構造義足用部品	その他ライナー	B ピンアタッチメントあり	骨格構造義足用部品	その他ライナー	B ピンアタッチメントあり B ピンアタッチメントあり	¥65,400
2		I-SXL-size	Iceross 下腿用 シールインX ロッキング	下腿切断者対象シリコンライナー。ライナー表面には耐久性向上のため、引き延ばしを防ぐ布カバーが取り付けられている。ライナーとソケットの懸垂は2つの懸垂方法からなる。1つは先端に取付けたキャッチピンと別の構造パーツであるロックによるもので、もう1つはライナー表面に高さ調整可能なシール部がソケット内壁に密着することによる懸垂である。体重制限なし。 低～高活動者向け。	殻構造義足用部品	その他ライナー	B ピンアタッチメントあり	骨格構造義足用部品	その他ライナー	B ピンアタッチメントあり B ピンアタッチメントあり	¥103,200
3		L-562000	アイスロック562 ハイブリッド	ソケット内に組み込まれた機械的懸垂を起こすロック機構と排気バルブによる真空懸垂を起こすためのバルブ、機械的ロックの解除と脱着時の吸気を兼ねるボタンからなる、ハイブリッド式のロック。適応体重は166kgまで。低～高活動者向け。	殻構造義足用部品	その他ライナーロックアダプタ	*	骨格構造義足用部品	その他ライナーロックアダプタ	クラッチロック	¥44,600

令和2年度 オズール社完成用部品 新規認可一覧

2020年3月31日

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	区分1	名称1	型式1	区分2	名称2	型式2	令和2年度 完成用部品価格
4		BSP0xyyz	バランスフットS	低活動の大腿切断、下腿切断者向け足部。踵接地が比較的弱く、歩行中に安定性を必要とする切断者に適している。踵部には踵接地時の衝撃を吸収するヒールフォームが固定されている。適応体重は147kgまで。	骨格構造義 足用部品	足部	C 多軸足部 多軸	-	-	-	¥90,900
5		A-542350	高さ調整可能パイ ロン(標準)	二重構造となっており、回転させることにより高さ調整が可能なアルミニウム製の中空パイロンチューブ。近位、遠位端にメスピラミッド付。最短時は77mm、最長時は95mmの長さ。適応体重は100kgまで。低～高活動者向け。	骨格構造義 足用部品	義足調整用 部品コネクタ	ダブルアダプ タ(メス・メス)	-	-	-	¥36,600
6		A-542360	高さ調整可能パイ ロン(ロング)	二重構造となっており、回転させることにより高さ調整が可能なアルミニウム製の中空パイロンチューブ。近位、遠位端にメスピラミッド付。最短時は94mm、最長時は128mmの長さ。適応体重は100kgまで。低～高活動者向け。	骨格構造義 足用部品	義足調整用 部品コネクタ	ダブルアダプ タ(メス・メス)	-	-	-	¥39,300

令和2年度 オズール社完成用部品 新規認可一覧

2020年3月31日

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	区分1	名称1	型式1	区分2	名称2	型式2	令和2年度 完成用部品価格
7		AJ-542350	高さ調整可能パイロン(ジュニア)	二重構造となっており、回転させることにより高さ調整が可能なアルミニウム製の中空パイロンチューブ。近位、遠位端にメスピラミッド付。最短時は76mm、最長時は102mmの長さ。適応体重は45kgまで。低～高活動の小児向け。	骨格構造義足用部品	義足調整用部品コネクタ	小児用	-	-	-	¥36,600
8		A-748030	高強度パイロン250mm	チタン製雌ピラミッドアダプタ付アルミニウム製パイロンチューブ。長さ250mm。適応体重は166kg。低～高活動者向け。	骨格構造義足用部品	義足調整用部品チューブ	ピラミッド(メス)付	-	-	-	¥25,900
9		A-748040	高強度パイロン400mm	チタン製雌ピラミッドアダプタ付アルミニウム製パイロンチューブ。長さ400mm。適応体重は166kg。低～高活動者向け。	骨格構造義足用部品	義足調整用部品チューブ	ピラミッド(メス)付	-	-	-	¥27,600

令和2年度 オズール社完成用部品 新規認可一覧

2020年3月31日

番号	写真	部品番号	備考(品名)	部品概要	区分1	名称1	型式1	区分2	名称2	型式2	令和2年度 完成用部品価格
10		M-100-401/501/601	ダイレクトソケット専用コネクタ(カーボン/バサルト)	ライナーロックアダプタや四穴ピラミッドアダプタを取り付けることができるコネクタ。ソケット用ファイバーステッドが固定されており、ラミネーションすることで一体型のソケットが製作できる。	骨格構造義足用部品	義足調整用部品コネクタ	ソケットアダプタ・四穴	-	-	-	¥78,200
11		TBX-size	i-limb Ultra ハンド	筋電制御による比例制御式の電動ハンドである。各指MP関節の屈曲伸展運動を行うモータ5個と母指CM関節の内外転を行う計6個のモータが内蔵されている。把持形態の種類は最大14種類であり、生活、就労の各場面に合わせた把持を実現できる。モータの駆動が生じない場合は固定される落下防止機能や、シグナルを出し続けることで把持力を強めるバリグリップ機能など使用者の負担を軽減する機能がある。また、ハンド基部のプロセッサ、Bluetooth等により、アプリや筋コントロールによる把持形態の切り替えも可能。	殻構造義手用部品	その他電動ハンド	*	-	-	-	¥2,005,800
12		PSX01xyyL/R	プロプリオフット(2年保証)	大腿切断、下腿切断者向け足部。足継手ユニットにはAIが搭載され、センサーを用いて歩行時に地面の傾斜や階段昇降などに応じて遊脚期に足継手を背屈、底屈させる機能がある。歩行時のつまづきを防ぎ、また効率的に歩行することが可能。差高調整機能もある。足部は3枚のカーボン繊維強化プラスチック製のキールを近位部と遠位部で固定した構造をしている。体重制限125kg。	骨格構造義足用部品	足部	B 単軸足部 単軸足部	-	-	-	¥1,587,800

【価格変更】

番号	変更内容				殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	メーカー	型番	備考(部品名称)	令和元年度完成用部品価格	令和2年度完成用部品価格
	価格	型番	備考	削除											
1	○	-	-	-	骨格構造義肢	義足用部品	足部	-	A SACH足部	SACH	オズール	Vari-Flex	バリフレックス	298,200	227,100
2	○	-	-	-	骨格構造義肢	義足用部品	足部	-	A SACH足部	SACH	オズール	LP Vari-Flex	LPバリフレックス	298,200	207,100

【型番・備考変更】

番号	変更内容				殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	メーカー	型番	備考(部品名称)
	価格	型番	備考	削除									
1	-	○	-	-	殻構造義肢	義手用部品	その他	リストユニット			オズール	089003A	i-limb ラミネーションリング 50mm
2	-	○	-	-	骨格構造義肢	義足用部品	その他	その他の部品	B スペクトラソックス	B スペクトラソックス	フレックスフット	FSEL6000-size	スペクトラソックス
3	-	-	○	-	殻構造義肢	義手用部品	その他	電動ハンド			オズール	ILQ-size	i-limb quantumハンド
4	-	-	○	-	殻構造義肢	義手用部品	その他	スイッチ用部品			オズール	SA000219	i-limb スイッチブロック用/i-limb 外付けバッテリー用電源ケーブル
5	-	-	○	-	骨格構造義肢	義足用部品	義足調整用部品	コネクタ		ソケットアダプタ・四穴	オズール	M-100101	ダイレクト(IBMSS)ソケット専用コネクタ(ガラス繊維)
6	-	-	○	-	骨格構造義肢	義足用部品	その他	吸着バルブ			オズール	L-544050/L-544521	アイスロック544 ダイレクト(IBMSS)ソケット用排気プレートキット
7	-	-	○	-	骨格構造義肢	義足用部品	その他	吸着バルブ			オズール	L-544050/L-544511	アイスロック544 ダイレクト(IBMSS)ソケット用ユニティプレートキット
8	-	-	○	-	骨格構造義肢	義足用部品	その他	ライナーロックアダプタ		クラッチロック	オズール	L-214100	アイスロック 214 ダイレクトソケット(IBMSS)専用
9	-	-	○	-	骨格構造義肢	義足用部品	その他	その他の部品	A フットカバー	A フットカバー	オズール	FCE0xxy	フレックスフット足部カバー

【削除】

番号	変更内容				殻・骨格等	区分	名称1	名称2	型式1	型式2	メーカー	型番	備考(部品名称)
	価格	型番	備考	削除									
1	-	-	-	○	殻構造義肢	義足用部品	その他	懸垂ベルト	B 下腿用		オズール	FLX/END-SIZE	アイスフレックス エンデュランス
2	-	-	-	○	殻構造義肢	義足用部品	その他	ライナー	A ピンアタッチメントなし		オズール	I-4613-Size	ICEROSS デルモシールイン・ライナー
3	-	-	-	○	骨格構造義肢	義足用部品	外装用部品	フォームカバー	B 下腿用		フレックスフット	F・F-083	フレックスフット フットカバー
4	-	-	-	○	骨格構造義肢	義足用部品	その他	ライナー	A ピンアタッチメントなし	シールイン	オズール	I-4613-Size	ICEROSS デルモシールイン・ライナー