

デンタルクッションのご紹介



パシフィックサプライ(株)

KAWAMURAグループ  

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016

開発経緯

- スウェーデンの歯科衛生士が、デンマーク製のラッサルクッションを見て、歯科診療時専用クッションの開発を提案
- 主に、身体障害児者・高齢者・知的障害者に使用されることが多いが、一般的に小さなお子さんや治療に不安を抱えている方にも使用を推奨している

KAWAMURAグループ  

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016

使用方法



デンタルセーフガードクッション

～軽度な肢体不自由児者や高齢者の場合～
上半身だけのサポートだけで良いケースが多い



デンタル
クレセントクッション



デンタル
ネッククッションU型

KAWAMURAグループ  

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016

使用方法



デンタルレッグクッション
リラックス Adult



デンタルレッグクッション
Adult

～重度身体障害児者の場合～
先の上半身のサポートに加えて下半身のサポートを追加するケースが多い

KAWAMURAグループ  

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016

使用方法



～特に小柄なお子さんの場合～
診療台の隙間を埋めて、土台を安定させる



KAWAMURAグループ  

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016

製品特長

- 色: グレーのみ
- 耐バクテリアコーティング済
- アルコール消毒 可能
- ラッサルクッションよりも衛生面を強化
- 95℃の高温洗浄可能、タンブル乾燥機使用可能

KAWAMURAグループ  

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016

種類(上半身用)



デンタルセーフ
ガーダークッション
Size:Adult/Child



デンタル
ネッククッション



デンタル
ネッククッション
U型



デンタル
ヘッドサポート
クッション
アシンメトリ



デンタル
ヘッドサポート
クッション
シンメトリ



デンタル
クレセント
クッション

KAWAMURAグループ

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016

種類(下半身)



デンタルシートクッション
Child



デンタルレッグクッション
リラックス Adult



デンタルレッグクッション
リラックス Child



デンタル
レッグクッション
Adult



デンタル
フットクッション

KAWAMURAグループ

COPYRIGHTING © KAWAMURA GISHI CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. / COPYRIGHTING © Pacific Supply Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 2016