

マイラ ZX-1 発注書 お客さま名:

様 販売店様名

フレームサイズ	<input type="checkbox"/> ショート ¥393,500	<input type="checkbox"/> ミディアム ¥393,500	<input type="checkbox"/> ロング ¥393,500
座奥行き (cm)	<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
フレームアングル	<input type="checkbox"/> スタンダード(77°) <input type="checkbox"/> コンパクト(85°)※スタンダードより-3cm		
フレームインセット	<input type="checkbox"/> あり(幅-4cm)		<input type="checkbox"/> なし

サイドガード	<input type="checkbox"/> アルミ ¥35,800	<input type="checkbox"/> 軽量強化アルミニウム ¥28,800	<input type="checkbox"/> カーボンサイドガード ¥102,800
	<input type="checkbox"/> アームサポート付アルミ <高さ調整> ※ライトブレーキ併用不可 ¥71,500	<input type="checkbox"/> アームサポート付アルミ <高さ調整・着脱式> ※背高46cm以上必要 ※ライトブレーキ併用不可 ¥58,900	<input type="checkbox"/> フェンダー <5cm幅> ※アルミサイドガード選択要 ¥18,800
フットプレート	アルミフットプレート <角度調整> レッグサポート高さ 36cm ~ 48cm <input type="checkbox"/> 奥行き10cm <input type="checkbox"/> 奥行き15cm ¥42,800 ¥57,800		軽量アルミニウムフットプレート <角度調整>※座幅46cmまで レッグサポート高さ 36cm ~ 48cm <input type="checkbox"/> 奥行き10cm <input type="checkbox"/> 奥行き15cm ¥51,900
	<input type="checkbox"/> 両側跳ね上げ式フットプレート <前後・角度調整> ※フレームインセット選択不可 レッグサポート高さ 34cm ~ 48cm ¥55,300		

座幅 (cm)	<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
キャスト(標準)	<input type="checkbox"/> 4インチソリッド <input type="checkbox"/> 5インチソリッド <input type="checkbox"/> 6インチソリッド
前座高 (cm) ※前後座高の最高差は10cm	<input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52
後座高 (cm) 後輪24インチ ※前後座高の最高差は10cm	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
後座高 (cm) 後輪25/26インチ (オプション) ※前後座高の最高差は10cm	<input type="checkbox"/> 41cm <input type="checkbox"/> 43cm <input type="checkbox"/> 45cm <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49cm <input type="checkbox"/> 44.5cm <input type="checkbox"/> 46.5cm <input type="checkbox"/> 48.5cm <input type="checkbox"/> 50.5cm
タイヤ (24インチ)※1	<input type="checkbox"/> 高圧タイヤ <input type="checkbox"/> ノーパンクタイヤ <input type="checkbox"/> ニューマテックタイヤ
ホイール※1	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> アクティブホイール ※アクティブホイールとの併用不可 ¥32,600
ハンドリム※1	<input type="checkbox"/> アルミ ※アクティブホイールとの併用不可 <input type="checkbox"/> チタン ※アクティブホイールの選択要 ¥67,300
Curveハンドリム ※アクティブホイール24inかスピナ ジールホイールの選択要	<input type="checkbox"/> カーPL <input type="checkbox"/> カーPLグリップ ¥56,000 ¥70,800
ハンドリム距離	<input type="checkbox"/> 15mm <input type="checkbox"/> 25mm
キャンパー角	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 3° ※スピナジールホイール選択で後座高40cm希望の場合はキャンパー角3° 選択要
車軸位置 (cm)	アクティブ <input type="checkbox"/> 1(10cm) <input type="checkbox"/> 2(9cm) <input type="checkbox"/> 3(8cm) <input type="checkbox"/> 4(7cm) <input type="checkbox"/> 5(6cm) <input type="checkbox"/> 6(5cm) <input type="checkbox"/> 7(4cm) <input type="checkbox"/> 8(3cm)

様 販売店ご担当者名

様

ブレーキ	<input type="checkbox"/> 標準ブレーキ	<input type="checkbox"/> ライトブレーキ ※アームサポート付サイドガードとの組合せ不可 ¥10,200
バックサポート高 (cm)	<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50	
バックサポート角度	<input type="checkbox"/> 標準<90° 固定>	<input type="checkbox"/> 中間曲げ<9° > ※バックサポート高30cm以上設定 時のみ選択可 ¥12,900
ブッシュハンドル ※いずれも併用不可	<input type="checkbox"/> なし	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> ロング ¥10,900

フレームカラー	<input type="checkbox"/> チタングレイ	<input type="checkbox"/> ブラックスター	<input type="checkbox"/> シグナルホワイト
	<input type="checkbox"/> レッドメタリック	<input type="checkbox"/> マットブラック	<input type="checkbox"/> グリーンメタリック
	<input type="checkbox"/> シルバーメタリック	<input type="checkbox"/> ディープブラック	<input type="checkbox"/> オレンジメタリック
シートカラー	<input type="checkbox"/> ナイロン(黒)	<input type="checkbox"/> メッシュ(黒) ¥15,900	<input type="checkbox"/> メッシュ(赤) ¥16,200

Xtrendsホイールオプション	<input type="checkbox"/> シックススターホイール 高圧タイヤ アルミハンドリム ¥148,800	<input type="checkbox"/> クロスホイール オフロードタイヤ ステンレスハンドリム ¥103,500
	スピナジールホイール12ブラックスポーク マラソンプラスエポリッシュンタイヤ(スポーク色: <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> ホワイト) ※後座高40cm希望の場合はキャンパー角3° 選択要	
	<input type="checkbox"/> テトラハンドリム ¥236,800	<input type="checkbox"/> ステンレスハンドリム ¥203,200
Xtrendsキャストオプション	<input type="checkbox"/> ライトニングキャスト ※4inのみ ¥20,900	アルミホイールキャスト シルバー <input type="checkbox"/> 4in <input type="checkbox"/> 5in ¥46,300

<input type="checkbox"/> テトラクイックリリース ※Xtrendsホイールとの併用不可 キャンパー角3° 推奨 ¥35,500	<input type="checkbox"/> スポークカバー透明 ※標準ホイールのみ取付可 ¥28,000	<input type="checkbox"/> シートクッション <3cm厚>シートカバー同色 ¥21,000	<input type="checkbox"/> シートベルト ¥9,300
転倒防止バー<回転収納式> <input type="checkbox"/> 右のみ <input type="checkbox"/> 左のみ <input type="checkbox"/> 左右一組 ※70/75/80mmとの併用不可 ¥24,000 ¥48,000	<input type="checkbox"/> ティッピングバー ※転倒防止バーがある場合 併用不可 <input type="checkbox"/> 両側 <input type="checkbox"/> 右のみ <input type="checkbox"/> 左のみ ¥11,300 ¥5,800 ¥5,800	<input type="checkbox"/> 杖立て ※ティッピングバーが必要 ¥6,000	<input type="checkbox"/> トランジットホイール ※転倒防止装置・ティッピングバー 併用不可 ※後座高420以上必要 ¥41,300
<input type="checkbox"/> 反射板 ¥2,800		<input type="checkbox"/> 折りたたみ固定具 ¥3,900	<input type="checkbox"/> X-TREMEバックハック ¥14,000

<2018年1月改定 パシフィックサプライ(株)>

※1 オプションのXtrendsホイール選択時は選択不可です

☆ 表示価格は税抜価格です。本体は非課税。オプションは課税、本体と同時に購入時は非課税となります。

パシフィックサプライ株式会社 大東本社
TEL:072-875-8011 FAX:072-875-8015