

マイラ ブリックス 1 仕様書

| | | |
|---------------------|--|---|
| フレームサイズ | <input checked="" type="checkbox"/> ミニ | <input type="checkbox"/> ミディ |
| 車輪サイズ (インチ) | 20 | 22 |
| 座幅 (cm) | <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 | |
| 座奥行 (cm) | <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 | <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 |
| 前座高 (cm) | <input checked="" type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 37 |
| シート・フットプレート間距離 (cm) | <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 <input checked="" type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 | <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 |
| 前座高 (cm) | <input type="checkbox"/> 38 | <input type="checkbox"/> 39 |
| シート・フットプレート間距離 (cm) | <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 | <input type="checkbox"/> 17 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 |
| 前座高 (cm) | <input type="checkbox"/> 40 | <input type="checkbox"/> 41 |
| シート・フットプレート間距離 (cm) | <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 | <input type="checkbox"/> 19 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 |
| 後座高 (cm) | <input type="checkbox"/> 33 <input checked="" type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 | <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 |
| バックサポート高 (cm) | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input checked="" type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 | <input type="checkbox"/> バックサポート無し |
| 手押しハンドル (回転収納式) | <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> ショート <input checked="" type="checkbox"/> ワイド <small>※座幅34・36cm時選択不可</small> | <input type="checkbox"/> なし |
| ハンドリム | <input checked="" type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> ステンレス | <input type="checkbox"/> ステンレス:35mmグリップ <small>※ハンドリム直径35mm ハンドリム間距離25mmのみ ※24インチタイヤ使用時選択不可</small> |
| ハンドリムカバー | <input type="checkbox"/> マックスグリップ <small>※20インチタイヤ使用時選択不可</small> | <input type="checkbox"/> シリコン製ハンドリムカバー |
| ハンドリム間距離 | <input checked="" type="checkbox"/> 15mm | <input type="checkbox"/> 25mm |
| キャンバー角 | <input type="checkbox"/> 6° <small>(全幅=座幅+280mm ハンドリム距離15mm時)</small> | <input checked="" type="checkbox"/> 11° <small>(全幅=座幅+360mm ハンドリム距離15mm時)</small> |
| キャスター | <input type="checkbox"/> 4インチ <input type="checkbox"/> 5インチ <input type="checkbox"/> 6インチ | <input type="checkbox"/> ライトニングキャスター <small>※4インチのみ</small> |
| | 軽量キャスタアルミホイール <input checked="" type="checkbox"/> 4インチ <input type="checkbox"/> 5インチ <input type="checkbox"/> シルバー <input checked="" type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> ブラック | |

| | |
|--|---|
| フレームカラー | <input type="checkbox"/> クロスブルー <input type="checkbox"/> クロスレッド <input type="checkbox"/> クロスイエロー <input type="checkbox"/> クロスオレンジ <input type="checkbox"/> シルバーメタリック <input type="checkbox"/> グリーンメタリック <input checked="" type="checkbox"/> オレンジメタリック <input type="checkbox"/> マットブラック |
| シートカラー | <input type="checkbox"/> ブルー <input type="checkbox"/> レッド <input checked="" type="checkbox"/> イエロー <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> ブラック |
| シートクッション (3cm厚) | <input type="checkbox"/> ブルー <input type="checkbox"/> レッド <input checked="" type="checkbox"/> イエロー <input type="checkbox"/> オレンジ <input type="checkbox"/> ブラック |
| <input type="checkbox"/> 軽量ホイール (片側330g減) <small>※ハンドリム距離は15mmのみ ※スポークカバー取付不可</small> | <input checked="" type="checkbox"/> 20インチ <input type="checkbox"/> 22インチ <small>タイヤカラー:ブラックグレー ハンドリム、スポークカラー:シルバー</small> |
| スポークカバー | <input type="checkbox"/> イルカ <input type="checkbox"/> 蝶 <input type="checkbox"/> 透明 <input type="checkbox"/> ヤング&ファンキー <small>※20インチタイヤ使用時選択不可</small> |

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 転倒防止バー (回転収納式) <small>※右側は標準仕様。左に追加したい場合のみチェックしてください</small> | <input type="checkbox"/> 高さ調節式手押しハンドル (30cm) |
| <input type="checkbox"/> 手押しブレーキ、介助者共用型 <small>※フレームサイズ ミニ ミディのみ</small> | <input type="checkbox"/> シート調整レール <small>※座奥行き26cmまで</small> |
| <input type="checkbox"/> 反射板 | 4点式シートベルト <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S |

標準装備


- 張り調整式バックサポート ● 背座間角度調整機構 (84.87.90.93.96.99度) ● 大車輪脱着機構
- フットサポート前後、角度調整機構 ● 回転収納式 (高さ角度可変) 手押しハンドル
- 座奥行き調整機構 (スライド式) ● バックサポート位置 (車軸位置) 調整機構
- 回転収納式転倒防止バー (右側のみ)

パシフィックサプライ株式会社
 ●本 社 〒574-0064大阪府大東市御領1-12-1
 TEL 072-875-8011 Fax 072-875-8015

貴社名 _____

ご担当者名 _____

お客さま名 _____



- ① バックサポート高
- ② 後座高
- ③ 前座高
- ④ シート・フットプレート間距離
- ⑤ 座奥行き

※表示金額は税抜価格です。本体は非課税。オプションは課税、本体と同時に購入時は非課税となります。