

 **BAUERFEIND®**

(パウアーファインド社 日本正規代理店)
パシフィックサプライ株式会社
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
Tel: 072-875-8008
Fax: 072-875-8010
www.p-supply.co.jp



パウアーファインド 特設サイト
<http://www.p-supply.co.jp/bauerfeind/index.html>



パウアーファインド facebook
<http://www.facebook.com/BauerfeindJPN>



@bauerfeind-ps
#パウアーファインド



2016.10.MC110.5000.PAC

 **BAUERFEIND®**



Motion is life

バウアーファインド社… 1929年ドイツ創業の医療機器メーカー
世界で初めて医療用コンプレッションストッキングを量産化に成功
2010年よりオリンピック・パラリンピックの公式サプライヤーを務める。

バウアーファインド社の製品の特徴

サポーター

関節の解剖学な形状にあわせてフラットニットで編まれたニット素材とシリコンパッドが、関節周辺部に適度なコンプレッションをくわえることで、身体の内なるテンセグリティ（張力統合）構造を再現し、固有受容覚の再生と増進を促し、関節周辺部を安定させます。

筋収縮を阻害せずに伸縮することで、マッサージ効果を促し、痛みを軽減します。（ゲイトコントロール理論）

ニット素材のため通気性に優れ、適切なサイズを選択することでズレにくいことも大きな特徴です。

コンプレッションソックス


1929年の創業から培われたノウハウが詰め込まれたコンプレッションソックスは、単純に段階的に圧力を変えているのではなく、筋肉や部位に応じてニットパターンを複雑に切り替え組み合わせることで、筋活動を阻害せずに静脈のポンプ効果を促し、循環器の動きを引き出します。

インソール

足は2本の縦アーチに加え、横アーチで構成されています。このアーチ構造は足から膝関節・腰などへの負担を軽減するクッションの役割を果たしています。アーチの構造をしっかりと支えるためには、縦アーチを支えるだけでは不十分で、横アーチをしっかりと支える必要があります。

バウアーファインドのインソールは横アーチを支えるための「メタパッド」を標準搭載しており、足底を全面接地させることができるので、走る時の蹴り返しやターンをするときの踏ん張りがしっかり利くようになります。

また中足部の足底には固有受容器が多く集まっていると考えられ、荷重によるコンプレッションを加える事で固有受容覚の再生と増進を促し、パフォーマンスを向上させることができます。



BAUERFEIND®
Since 1929

マニユTrain



親指側、小指側両方のシリコンパッドが圧力を均等化し、手首周辺部を安定させることができます。付属のステーとベルトで固定度合いを調整することが可能です。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥13,000(税抜)



マニユTrain サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20

※手首の一番細い部分をご計測ください
※製品には左・右がございます

オモTrain



腰部にベルトをまわし、胸まわりを開けることで、関節可動域の大きい肩関節の動きを制限せずに安定させます。装着した状態で運動することができ、女性にも最適です。

カラー：チタン
希望小売価格 ¥20,000(税抜)



オモTrain サイズ選択

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	20-22	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40

※二の腕の中間の一番太い部位をご計測ください

エピPoint



ストラップ内部に配置されたシリコンパッドが痛みの原因になっている過剰な回旋による集中負荷をピンポイントで軽減し、関節内部の力の伝わりを効率化することで痛みの解消とパフォーマンスアップを同時に引き起こします。

カラー：チタン
希望小売価格 ¥8,000(税抜)



エピPoint サイズ選択

サイズ	1
周径 (cm)	22.5-33


※前腕の一番太い部位をご計測ください

エピTrain



肘の内側外側の両方に配置されたシリコンパッドが装着時にマッサージ効果を発揮し、痛みの軽減を促します。運動時だけでなく、日常のケアから使用できます。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥9,600(税抜)



エピTrain サイズ選択

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	29-31






ミオTrain



左右6本のベルトで大腿部の圧力を調整することができます。大きさの異なる2枚のシリコンパッドを自由に挿入でき、さらに圧迫を加えることも可能。ベルトとパッドは取り外しでき、ニットのみで使用できます。

カラー：チタン
希望小売価格 ¥22,000(税抜)



ミオTrain サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6	7
①上方周径 (cm)	44-48	48-52	52-56	56-60	60-64	64-68	68-72
②下方周径 (cm)	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53

※採寸時には筋肉に力が入らないよう脱力した状態でご計測ください

ルンボTrain ルンボTrain Lady



フラットな形状のため、衣服を身につけても目立ちにくく、運動時の動きを阻害しません。適度な圧迫で高い腹圧を得ることができ、身体を内側から支え、腰の負担を軽減します。

カラー：チタン
希望小売価格 ¥22,000(税抜)



ルンボTrain / ルンボTrain Lady サイズ選択

サイズ	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

※腰ばねの一番上の部分をご計測ください



マレオTrain

高さの違う外側と内側のくるぶしにあわせて配置されたシリコンパッドが装着時の圧力を均等化し、足関節を安定させます。さらに、コンプレッションによるアーチサポートも行います。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥9,600(税抜)



マレオTrain S

∞字ストラップが付属しているため、より強力に足関節を安定させます。ストラップの位置や引っ張りの強さを調整することで、固定力を調整することも可能です。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥8,000(税抜)



アキロTrain

アキレス腱全体を覆うシリコンパッドがマッサージ効果を促すとともに、足底に設置されたウェッジがアキレス腱の過度な伸張を防いで、痛みを緩和します。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥12,500(税抜)



マレオTrain / マレオTrain S / アキロTrain サイズ選択



サイズ	1	2	3	4	5	6
周径 (cm)	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29


※製品には左・右がございます
※足首の一番細い部分をご計測ください

ゲニョTrain



膝関節周辺部の痛みや不安定感に全般的に使用できる膝サポーター。膝関節の形状に沿って編まれたニット編みとシリコンパッドが膝関節を安定化させるとともにマッサージ効果を促し、痛みを軽減します。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥9,600(税抜)



ゲニョTrain サイズ選択 ①と②でサイズが異なる場合には、②をご優先ください

サイズ	0	1	2	3	4	5	6
①大腿部周径 (cm)	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56
②下腿部周径 (cm)	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46


※採寸時には筋肉に力が入らないよう脱力した状態で計測ください

ゲニョTrain P3



ゲニョTrainと比較して全体的に長く、コンプレッションも強く設定されており、膝蓋骨が外側に落ちるのを防ぐためのストラップや腸脛靭帯を圧迫するパッドが付属しているため、腸脛靭帯炎や膝蓋靭帯炎にも最適です。

カラー：チタン・黒
希望小売価格 ¥17,600(税抜)



ゲニョTrain P3 サイズ選択 ①と②でサイズが異なる場合には、②をご優先ください

サイズ	1	2	3	4	5	6
①大腿部周径 (cm)	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57
②下腿部周径 (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

※製品には左・右がございます

※採寸時には筋肉に力が入らないよう脱力した状態で計測ください



CSパフォーマンス



つま先から膝下までコンプレッションがかけられており、静脈の血流を促進させることで疲労物質を排出することができます。部位ごとにニッティングパターン複雑に切り替え組み合わせることで、筋活動を阻害せず、循環器の働きを促します。

カラー：黒・白・リベラ
赤・黄・緑
希望小売価格 ¥9,800(税抜)

CSトレーニング



足関節に∞字状のテーピング部を設け、足関節を安定させるとともに、足底筋膜を支え、アーチサポートを行います。つま先から膝下までコンプレッションがかけられており、静脈の血流を促進させることで疲労物質を排出することができます。

カラー：ハードコール/リベラ・ハードコール/ポラー
シルバー/リベラ・シルバー/ポラー
希望小売価格 ¥7,800(税抜)

CSパフォーマンス / CSトレーニング サイズ選択

サイズ表

計測部位

計測部位		S	M	L
cD	ひざのお皿の下から指2本分下	29~38	32~42	34~45
cC	ふくらはぎの一番太い部位	31~40	34~44	37~47
cB1	ふくらはぎの一番下	25~31	27~34	29~37
cB	足首の一番細い部位	20~22	22~25	25~28
cY	しゃがんだ時の踵から足の甲	29~33	31~35	34~40
cA	足の一番幅の広い部位	19~24	22~27	25~31

※各部位でサイズが異なる場合は、eD値とcB値をご優先ください


(cm)




コンフォート スポーツ

硬さの異なるEVA素材を組み合わせ、組み合わせ方を変更することで、競技に応じて的確な方向支那、サポート、衝撃吸収を行います。ThePowerWave®機構により、硬さの異なる境界部分であっても、スムーズに力の伝達を行なうことが可能。

メタパッドを標準装備しているため、横アーチを支え、足の裏を全面接地させることができ、パフォーマンスを向上させます。



ウォーク



ラン



フレイ




ゴルフ

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

コンフォート スポーツ サイズ選択

サイズ	35	36	37	38	39	40	41
①足長実寸 (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.5-26.5
②踵→メタパッド上端 (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
サイズ	42	43	44	45	46	47	48
①足長実寸 (cm)	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0
②踵→メタパッド上端 (cm)	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5



メタパッド

①必ずかかとをあわせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください

②メタパッドの位置を必ずお確かめください。前足部 (MP関節) に干渉しないようご注意ください

Ergopad インソールシリーズ

アーチ部の形状、ヒールカップの深さ、表面カバーの材質など、それぞれの競技に応じた構造が、運動時に適切なサポートを行います。薄くて軽量ながらもメタパッドを標準搭載し、横アーチを支え、足の指先までしっかり使用できる構造となっています。



ラン&ウォーク


ボール&ラケット

スキー&スケート

希望小売価格 ¥12,200(税抜)

Ergopad サイズ選択

サイズ	35	36	37	38	39	40	41
①足長実寸 (cm)	21.5-22.5	22.5-23.5	23.0-24.0	23.0-24.5	24.0-25.0	24.5-26.0	25.5-26.5
②踵~メタパッド上端 (cm)	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
サイズ	42	43	44	45	46	47	48
①足長実寸 (cm)	26.0-27.0	27.0-28.0	27.5-28.5	28.5-29.5	29.0-30.0	30.0-31.0	31.0-32.0
②踵~メタパッド上端 (cm)	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5



メタパッド

- ①必ずかかとをあわせ、指先までの足の実際の寸法を測ってサイズをお確かめください
- ②メタパッドの位置を必ずお確かめください。前足部 (MP関節) に干渉しないようご注意ください

"Therapy Through Movement"

is pioneering principle behind our products





製品仕様とお手入れについて

サポーター

Train® アクティブニット (芯材:ラテックス 編み糸:ポリアミド繊維)
 ステー (亜鉛コーティングスチール)
 パッド (シリコーン)

ストッキング

ポリアミド繊維, ポリウレタン

お手入れの方法

- 洗濯は**中性洗剤**を使用して、**30°C以下のお湯**で行なってください
- 洗濯機使用時は**ネット**に入れて洗濯してください
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で**自然乾燥**させてください
- ドライクリーニングは行なわないでください



インソール

ポリウレタン, EVA, 塩化ビニル

お手入れの方法

- 使用後必ず取り外し、湿気を外に逃がすようお手入れをお願いします
- 洗濯機はご使用いただけません
- 足部との接地部分は**中性洗剤**を付けたスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように、完全にふき取ってください
- ドライヤーやヒーターでは乾かさず、日陰で**自然乾燥**させてください
- ドライクリーニングは行なわないでください



Offizieller Partner von
 オフィシャルパートナー



「オーストラリア スキーチーム」



「アルバベルリン」バスケットボール ブンデスリーガ



「FCシャルケ」サッカー ブンデスリーガ



「THW KIEL」ハンドボール ブンデスリーガ