

A woman with blonde hair, wearing a light blue t-shirt, is shown from the chest up. She is looking down at a gold coin she is holding in her right hand. Her right arm is a prosthetic, covered in a tan, perforated sleeve with three black circular patches. The background is dark and out of focus, showing a wooden table and a box containing many other coins.

オルフィット

総合パンフレット


オルフィットシート製品特徴

- 65度という低い軟化温度により、患部に直接モールドングできます。
- ヒートガンでシート表面を加熱することで、簡単に付属品の取付が可能です。
- 再度お湯の中に入れてと元のシート状に戻り、やり直しが可能です。

NS = Non-Sticky(非粘着タイプ)

- シート両面に水をベースにした抗バクテリア製のフィルムコーティングを施していますので、繊維・体毛・皮膚に付着しません。
- 自着性 - 消毒用エタノールまたはサンドペーパーでコーティング膜を剥し、加熱すると接着できます。

穴の種類 (実寸大)



穴大

穴中

穴小



オルフィキャスト

<許可番号 27B2X00262000120>

スプリントの製作と固定のための低温の熱可塑性ニット素材です。

- 軟化後、患部に直接モールドング可能です。

品番	メーカーコード	サイズ	色	形状記憶性	厚さ(mm)	標準価格
60010902	4030	300×3cm	青	100%	1.3	¥3,834
60010903	4032	300×6cm	青	100%	1.3	¥6,048
60010904	4030Z	300×3cm	黒	100%	1.3	¥3,834
60010905	4032Z	300×6cm	黒	100%	1.3	¥6,048

(税込)

オルフィットカラースNS

- 8種のカラーバージョンです。
- 様々なカラーと厚み、穴の種類を揃えています。

<許可番号 27B2X00262000119>

色	品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	形状記憶性	標準価格
ソニックシルバー*	60010021	8133MG.1/NS	2.0	なし	450×600 (1枚入)	100%	¥11,772
	60010022	8133MG.2/NS		小			¥14,148
	60010023	8134MG.1/NS	3.4	なし			¥15,660
	60010024	8134MG.4/NS		中			¥17,928
アトミックブルー*	60010025	8133MB.1/NS	2.0	なし	450×600 (1枚入)	100%	¥11,772
	60010026	8133MB.2/NS		小			¥14,148
	60010027	8134MB.1/NS	3.4	なし			¥15,660
	60010028	8134MB.4/NS		中			¥17,928
ゴールド*	60010029	8133GO.1/NS	2.0	なし	450×600 (1枚入)	100%	¥11,772
	60010030	8133GO.2/NS		小			¥14,148
	60010031	8134GO.1/NS	3.4	なし			¥15,660
	60010032	8134GO.4/NS		中			¥17,928
バイオレット*	60010041	8133PU.1/NS	2.0	なし	450×600 (4枚入)	100%	¥47,088
	60010042	8133PU.2/NS		小			¥56,592
ホットグリーン*	60010043	8133GR.1/NS	2.0	なし	450×600 (4枚入)	100%	¥47,088
	60010044	8133GR.2/NS		小			¥56,592
ブラック*	60010047	8133Z.1/NS	2.0	なし	450×600 (4枚入)	100%	¥47,088
	60010048	8133Z.2/NS		小			¥56,592
ダイナミックレッド*	60010049	8133R.1/NS	2.0	なし	450×600 (4枚入)	100%	¥47,088
	60010050	8133R.2/NS		小			¥56,592
オーシャンブルー*	60010053	8133B.1/NS	2.0	なし	450×600 (4枚入)	100%	¥47,088
	60010054	8133B.2/NS		小			¥56,592

※納期:輸入品につき受注発注後約1カ月

(税込)

オルフィライト

<許可番号 27B2X00262000107>

- 「水」よりも軽いスプリント用シートです。
- 他社製品と比較して、15~30%も軽量です。軽さは装着時の快適性を高めます。
- 表面がソフトで成型時の感覚も非常に良好なため、皮膚に対しても優しい素材です。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7989	8332.2/L	1.6	小	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥9,828
7990	8338.2/L	2.5	小				¥13,824
7991	8334.1/L	3.2	なし				¥13,500
7992	8334.4/L		中				¥14,796

(税込)

アクアフィットNS

<許可番号 27B2X00262000108>




- クリスタルホワイトの美しい仕上がります。
- 成型時の伸張性が高く、しなやかな素材です。
- 加温すると透明になり、圧迫部位や創部の状態を確認しながらモールドイングできます。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0865	8632N.1/NS	1.6	なし	600×450 (1枚入)	クリスタル ホワイト	100%	¥8,208
0866	8632N.2/NS		小				¥10,476
0867	8639N.1/NS	2.4	なし				¥13,068
60010010	8639N.2/NS		小				¥14,580
0868	8634N.1/NS	3.2	なし				¥13,500
0869	8634N.6/NS		中				¥14,796
0870	8634N.3/NS		大	¥17,064			

(税込)

オルフィットソフト

<許可番号 27B2X00262000101>




- 比較的軟らかな素材です。
- モールドイングが容易で、成型後はフレキシブルなスプリントに仕上がります。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0410	8332.S01	1.6	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥8,208
0412	8332.S02		小				¥9,828
0414	8333.S01	2.0	なし				¥11,124
0416	8333.S02		小				¥13,392
7736	8333.S04		中				¥13,068
0418	8333.S03		大				¥13,392
0420	8334.S01	3.2	なし	¥13,500			
0424	8334.S04		中	¥14,796			
0422	8334.S03		大	¥16,092			

(税込)

オルフィットハード

<許可番号 27B2X00262000102>



- 比較的硬い素材です。
- 装着感に優れ、しっかりとしたフィッティングが得られます。


品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0426	8334.ST1	3.2	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥13,500
7739	8334.ST4		中				¥15,660

※写真左から「穴なし」「穴中」

(税込)

オルフィットソフトNS

<許可番号 27B2X00262000103>



- オルフィットソフトの非粘着タイプです。
- フィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維・体毛・皮膚に付着しません。


品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
0411	8332.S01/NS	1.6	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥8,640
0413	8332.S02/NS		小				¥10,476
0415	8333.S01/NS	2.0	なし				¥11,772
0417	8333.S02/NS		小				¥14,148
7737	8333.S04/NS		中				¥13,068
0419	8333.S03/NS		大				¥14,148
0421	8334.S01/NS	3.2	なし	¥14,256			
0425	8334.S04/NS		中	¥15,660			
0423	8334.S03/NS		大	¥17,064			

※写真左から「穴なし」「穴小」「穴中」「穴大」

(税込)

オルフィットハードNS

<許可番号 27B2X00262000104>



- オルフィットハードの特性をそのまま活かした非粘着タイプです。

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7738	8334.ST1/NS	3.2	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	100%	¥14,256
0427	8334.ST4/NS		中				¥15,660

※写真左から「穴なし」「穴中」

(税込)

オルフィットエコ

●リサイクル商品のため低価格です。非常に丈夫です。

<許可番号 27B2X00262000106>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
7772	8934N.1	3.2	なし	600×450 (1枚入)	ベージュ	約85%	¥6,480
7773	8934N.4		中				¥7,020

(税込)

オルフィットエコ ブラックNS

●リサイクル商品のため低価格です。非常に丈夫です。

●フィルムコーティングにより表面はサラサラで、繊維体毛皮膚に付着しません。

<許可番号 27B2X00262000123>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010003	8934Z.1/NS	3.2	なし	600×450 (1枚入)	黒	約85%	¥6,480
60010004	8934Z.4/NS		中				¥7,020

(税込)

オルフィットイーズ

●最も硬く、耐久性に優れた材料です。

●強度の必要なスプリント製作時に最適です。

<許可番号 27B2X00262000117>

品番	メーカーコード	厚さ(mm)	穴の種類	サイズ(mm)	色	形状記憶性	標準価格
60010601	1234.1	3.2	なし	600×450 (4枚入)	ベージュ	100%	¥48,600
60010606	1234.6		中②				¥49,572

※納期・輸入品につき受注発注後約1ヶ月

(税込)

オルフィット プレカット

サム・ポストスプリント

<許可番号 27B2X00262000110>



オルフィットソフト
1.6mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7721	35810	S	¥1,080
7722	35811	M	¥1,512
7723	35812	L	¥2,160

(税込)

手関節固定用スプリント

<許可番号 27B2X00262000111>



オルフィットソフト
2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7730	35830	S	¥2,808
7731	35831	M	¥4,536
7732	35832	L	¥5,508

(税込)

背側型コックアップスプリント

<許可番号 27B2X00262000112>



オルフィットハード
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7848	35818	XS	¥1,512*
7726	35820	S	¥1,728
7727	35821	M	¥2,808
7728	35822	L	¥4,212

※XSサイズのみ 納期・輸入品につき受注発注後約1ヶ月 (税込)

安静用スプリント

<許可番号 27B2X00262000113>

ー イントリンシック・プラスタイプ



オルフィットソフト
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7733	35850	S	¥2,160
7734	35851	M	¥3,780
7735	35852	L	¥5,076

(税込)

尺側偏位用スプリント

<許可番号 27B2X00262000114>



オルフィットハード
3.2mm穴なし

品番	メーカーコード	サイズ	標準価格
7724	35817KL	左	¥6,048
7725	35817KR	右	¥6,048


(税込)

手間入らず 効率的 経済的

採寸や切り取りが すぐに製作にとり シートが余ったり
不要です。 かかれます。 しません。

プレカットのサイズ選択の目安

手部のMCP幅を測定し、下図を参考にサイズをご選択下さい。



4~5.5cm	= XS
5.5~7cm	= S
7~9.5cm	= M
9.5~11cm	= L


サム・ポストスプリント カラーズNS

<許可番号 27B2X00262000126>

2.0mm穴あき小



完成品例



品番	メーカーコード	サイズ	色	標準価格
60011011	35810Z/NS	S	黒	¥1,080
60011012	35811Z/NS	M	黒	¥1,512
60011013	35812Z/NS	L	黒	¥2,160
60011014	35810MB/NS	S	アトミックブルー	¥1,080
60011015	35811MB/NS	M	アトミックブルー	¥1,512
60011016	35812MB/NS	L	アトミックブルー	¥2,160

(税込)

長対立スプリント カラーズNS



完成品例

<許可番号 27B2X00262000128>

2.0mm穴あき小

品番	メーカーコード	サイズ	色	標準価格
60011017	35814Z/NS	S	黒	¥3,174
60011018	35815Z/NS	M	黒	¥4,652
60011019	35816Z/NS	L	黒	¥5,649
60011020	35814MB/NS	S	アトミックブルー	¥3,174
60011021	35815MB/NS	M	アトミックブルー	¥4,652
60011022	35816MB/NS	L	アトミックブルー	¥5,649

(税込)

オルフィットストリップス

<許可番号 27B2X00262000122>




- カラー、厚さ、幅の種類に富んでいます。
- 容易に手早くスプリントが作成可能です。

品番	メーカーコード	サイズ	色	形状記憶性	厚さ(mm)	数量	標準価格
60010091	8113MG.1/NS	450×5mm	ソニックシルバー	100%	2	10	¥5,076
60010092	8113GO.1/NS	450×5mm	ゴールド	100%	2	10	¥5,076
60010093	8124GO.1/NS	450×20mm	ゴールド	100%	3.4	10	¥6,048
60010094	8124MB.1/NS	450×20mm	アトミックブルー	100%	3.4	10	¥6,048

(税込)

オールフィット



- さまざまな形に成型することができます。
- 一袋500g

品番	メーカーコード	標準価格
60010901	703011	¥3,672 (税込)

製作手順




①65℃のお湯にオールフィットを入れます。オールフィットが半透明になると作業できる状態です。



③写真のようにグリップに沿わせて、形づけることも可能です。




②オールフィットが一塊になり、さまざまに形づけられます。



④使用者や対象物の形状に合わせることで、独自のグリップを作ることが出来ます。

ループテープ(マジックテープ®・メス)



ループテープ

フックテープ

商品コード	メーカーコード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)	標準価格
0406	35437L2	伸縮性	白	25	2	¥1,728
3116	P860-40=25B	スタンダード	白	25	25	¥3,780

(税込)

フックテープ(マジックテープ®・オス)

商品コード	メーカーコード	タイプ	色	幅(mm)	長さ(m)	標準価格
0405	35405H2	自着性	白	25	2	¥1,404
3115	P860-40=25A	スタンダード	白	25	25	¥4,644

(税込)

クッションフォーム(穴なし)



商品コード	メーカーコード	標準価格
0401	35110	¥5,508

(税込)

- 接着性タイプのソフトPVCフォーム
- サイズ:500×1,000×3mm

クッションフォーム(穴あき)



商品コード	メーカーコード	標準価格
7803	35112	¥7,668

(税込)

- 接着性タイプのソフトPVCフォーム
- サイズ:500×1,000×3mm
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

テリークロス




商品コード	メーカーコード	標準価格
0402	35111	¥7,776

(税込)

- 穴なし、接着性タイプのパイル地
- サイズ:500×1,000×3mm

※価格は消費税8%税込価格です。

ウォーターヒーターS



商品コード	メーカーコード	標準価格
7786	WH・PI	¥262,440(税込)

- ステンレス製
- 電子サーモスタット搭載で0℃から80℃まで温度設定が可能
- サイズ:340(W)×580(D)×235(H)mm
- 仕様:100V、1.5kW
- 切り忘れ機能付

ヒートガン



商品コード	メーカーコード	標準価格
7927	PJ-208A	¥21,276(税込)

- 音が静かで、ピンポイントヒーティングが可能なノズル付
- スイッチ:熱風・切・冷風の3段階切換え
- サイズ:70×211×191mm
- 仕様:100V、1kW
- 付属品:R形スタンド
- AT-11(周囲を均一に加熱するためのノズル)
- AT-21(ピンポイントノズル)

スプリントマーカー



商品コード	メーカーコード	標準価格
60011004	35003G	¥2,673(税込)

- 水中で消えにくくこすると消えるマーカーです。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

スプリント製作用はさみ



はさみ曲

カーブ・穴などのシートカット用・両尖反型



はさみ直

直線などのシートカット用・片尖



ギプス

皮膚の近くにあるシートカット用



はさみ中

2.0mm厚までのシートカット用



はさみ大

2.0/3.2mm厚のシートカット用

商品コード	メーカーコード	標準価格
30280007(直)	CA-02S	¥4,104
30280008(曲)	CA-10C	¥4,212
30280006(ギプス)	CB-05C	¥5,940
0398(中)	35064	¥9,072
0399(大)	35065	¥12,528

(税込)

商品名	商品コード	全長	刃渡り(cm)
はさみ(直)	30280007(直)	14.5	5
はさみ(曲)	30280008(曲)	14.5	5
はさみ(ギプス)	30280006(ギプス)	18	5.5
はさみ(中)	0398(中)	23	6.5
はさみ(大)	0399(大)	23	6.5

ダイナミックスプリント用パーツ



オルフィチューブキット

商品コード	メーカーコード	標準価格
7780	35311	¥12,204(税込)

- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本
- 3種類の伸縮性糸(10m巻)
- ポリエステル糸(100m巻)



オルフィチューブ

商品コード	メーカーコード	標準価格
7858	35310	¥5,940(税込)

- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本



オルフィチューブキャップ

商品コード	メーカーコード	標準価格
7781	35318	¥8,208(税込)

- クロムメッキ製キャップ20個入り



シングルオルフィチューブアジャスター

商品コード	メーカーコード	標準価格
0864	35304	¥7,236(税込)

- アジャスター5個と六角レンチ1本入り
 - オルフィチューブを調節・固定します。
 - スプリントとアジャスター裏面をヒートガンで加熱し、スプリントに接着します。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月



オルフィチューブアジャスターキット

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011001	35305	¥8,640(税込)

- オルフィチューブ5本とオルフィチューブアジャスター5個入り
 - チューブ折り曲げ用スティック1本入り
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月



オルフィチューブバンダー

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011002	35308	¥1,728(税込)

- オルフィチューブを簡単に曲げる事ができる道具です。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月




伸縮性糸

商品コード	メーカーコード	標準価格
(細)7859	35312	¥2,592
(中)7860	35313	¥2,592
(太)7861	35314	¥2,808

(税込)

- 牽引力:(細)200g(中)400g(太)600g/10m巻




ポリエステル糸

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011003	35315	¥2,268(税込)

- 75m巻きです。
 - 牽引具を留める際に使用します。
- ※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

コイルスプリング

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月



ジョイントジャック・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7863	35800	¥2,808(税込)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:0.7mm
- コイルの直径:5mm



ナックルベンダー・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7782	35801	¥2,808(税込)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1mm
- コイルの直径:10mm



指関節伸展補助・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7784	35802	¥2,808(税込)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1mm
- コイルの直径:4mm



手関節補助用・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7783	35804	¥3,024(税込)

- 10本入(右5本、左5本)、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1.5mm
- コイルの直径:1.5mm

工具



スプリングコイルプライヤー

商品コード	メーカーコード	標準価格
7926	35140	¥16,308(税込)

- 先端が円錐形になっていますので、直径5~10mmまでのコイルが作れます。

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

書籍



オルフィットスプリント製作マニュアル

商品コード	メーカーコード	標準価格
7838	35011J	¥864(税込)

- 上肢21種類と下肢4種類のスプリント製作教本
- 訳者:パシフィックサプライ株式会社
- 日本語版監修:医学博士 作業療法士 認定 ハンドセラピスト 椎名 喜美子先生



上肢スプリティングカンファレンス2014論文集

商品コード	ページ数	標準価格
90150018	12ページ/A4サイズ	¥1,000(税込)

- 2014年1月25日に開催された上肢スプリティングカンファレンス2014論文集です。
- スプリントを活用したリハビリテーションの記録として、ぜひお手元にお持ち下さい。



上肢スプリティングカンファレンス2015論文集

商品コード	ページ数	標準価格
90150031	8ページ/A4サイズ	¥1,000(税込)

- 2015年4月25日に開催された上肢スプリティングカンファレンス2015論文集です。
- スプリントを活用したリハビリテーションの記録として、ぜひお手元にお持ち下さい。



レンタルサービスのご案内

お客さまの「すぐに使いたい」、
「ある程度の期間を日常生活の中で試してみたい」
こうした声にお応えして、
Web専用有償レンタルサービスを開始しました。

ウォーターヒーターS


- ステンレス製
- 電子サーモスタット搭載で0℃から80℃まで温度設定が可能
- サイズ:340(W)×580(D)×235(H)mm
- 仕様:100V、1.5kW
- 切り忘れ機能付
- ハサミ、ヒートガン付

レンタル価格(3ヶ月)

¥14,000(税込)



パットとレンタルお申込方法



パットとレンタル 検索



<https://www.p-supply.co.jp/products/patrental/>

<https://www.p-supply.co.jp/m/products/patrental/>

※パットとレンタルのお申込には、プラチナクラブへの会員登録が必要です

オルフィットスプリントシートサンプル

弊社では、オルフィットスプリントシートのサンプル(約11.5cm×15cm)のお申込を随時受け付けております。お申込手順は以下をご参照ください。

お申込の手順

弊社ホームページ

「製品情報」から「オルフィット」を選択し、ご希望のシートのページを選択 ※3品までの受付とさせていただきます。

申込可能なサンプル

オルフィットソフト 1.6mm 穴なし、オルフィットソフト 1.6mm 穴小、オルフィットソフト 2.0mm 穴小
オルフィットソフト NS 2.0mm 穴小、オルフィットソフト NS 3.2mm 穴なし、オルフィットハード NS3.2mm 穴中、
オルフィットエコ 3.2mm 穴なし、オルフィキャスト 3mm 幅、オルフィライト 2.5mm 穴小

お申込



FAXの場合

- ①ホームページより「オルフィットシート サンプル申込用紙」をダウンロードし、印刷
- ②必要事項を記入
- ③FAXにて送付 FAX **072-875-8017**



ホームページの場合

- ①「製品に関するお問い合わせはこちらへ」をクリック
- ②「お問い合わせ内容」欄に下記を記入
 - 全ての希望サンプルの品番
 - 枚数
 - お客様情報
- ③確認画面へ進み、送信。
弊社から自動返信メールが届けば、お申込完了です。

サンプルお届け

5営業日以内にご希望のサンプルが届きます

みんなの広場

コミュニティ

スプリントの広場

って何するところ?

- ①参加者や弊社専任インストラクターとの「スプリント」に関する意見交換や情報交流する場。
- ②「スプリント」のご質問やご相談に弊社専任インストラクターがお応えする場。

スプリントに関する疑問やお悩みなど、意見交換・情報交流にご利用ください。

コミュニティに参加するには?

会員登録

ログイン

参加する

閲覧・書き込み可能



スプリントに関する疑問や悩みを書き込んでください!



オルフィット社facebookページ “Orfit Splinting & Rehabilitation Group”



ページを見ると…

→世界中にいる作業療法士が作成したスプリントが閲覧可能です。



グループ参加すると…

→作成したスプリントの写真&コメントを世界中に発信できます。

“Orfit Splinting & Rehabilitation Group” ページはこちら▶ <https://www.facebook.com/groups/Orfit.splinting/>

パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015

<https://www.p-supply.co.jp>

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。※価格は消費税8%税込価格です。