

V-TRAK

快適な使い心地をお約束する車椅子用バックサポートシステム『Vトラック』




A helping hand

V-Trak社とは…

イギリスのメーカーで、前身は Performance Health Products (PHP社)として18年前に設立され現在は、V-Trak社に名前を変えて、発展している企業です。

ウェールズ地方に位置し、製品の95%を240km圏内で生産管理することで、品質の維持・向上に努めています。

お一人おひとりにカスタマイズすることが得意で、そこから得た知識や技術を現在も製品に生かしています。



Inspired by the therapist ...

製品開発のヒントは、まさにセラピストの手(Hand)から生まれました。


セラピストが評価したポジションを、V-Trakのバックサポートが代わりになって、身体を必要なだけ支えてくれます。V-Trakのようなモジュラーシステムは将来、リハビリによる改善や身体の変化にも適合させやすく、可能性を広げてくれるでしょう。



型にはめるシーティングではなく、動きを導くシーティングを実現させます

ヒトの身体はどこから見ても曲線ばかりです

前額面



骨盤部、下部胸郭、上部体幹
それぞれの寸法にあった
サイズを選択が可能です

矢状面



シェル上下の向きを変える
ことで立体的な脊柱の前弯、
後弯に合わせて前傾、後傾
のセッティングが可能です

水平面







シェルウイング部分が可動
式でラウンド形状の調整が
できることで、人の手で支え
られている感覚で必要な
分だけサポートします


20cm ↓ 17cm ↓ ※50-41cm	AXSB-XLF AXSB-XLR	20cm ↓ 15cm ↓ ※38-30cm	AXSB-MF AXSB-MR
20cm ↓ 17cm ↓ ※55-43cm	AXSBD-XLF AXSBD-XLR	20cm ↓ 15cm ↓ ※44-34cm	AXSBD-MF AXSBD-MR
20cm ↓ 16cm ↓ ※43-35cm	AXSB-LF AXSB-LR	17cm ↓ 14cm ↓ ※33-26cm	AXSB-SF AXSB-SR
20cm ↓ 16cm ↓ ※50-38cm	AXSBD-LF AXSBD-LR	17cm ↓ 14cm ↓ ※40-30cm	AXSBD-SF AXSBD-SR
※バックサポート幅の 最大値はウイング部を 開いた状態での外寸 最小値はウイング部を しぼった状態での内寸 となります	12cm ↓ 10cm ↓ ※33-26cm	AXSB-XSR AXSB-XXSR	




ウイング調整



お一人おひとりの身体
の特徴に合わせるには？

+1
プラスワンバックサポートの位置を **5** 方向に動かします

- ① 前後
- ② 左右
- ③ 回旋
- ④ 角度(前後傾)
- ⑤ 高さ(高低)




オプション(VTORM)を使うと前額面から見た回旋の動きもできるようになります。

チェック



- ◎全ての調整が後方から行えますので、何度も乗り降りする必要がありません
- ◎また、後方から手を入れることが出来るので、フィット感の確認がしやすいです
- ◎サポート量を強めたり弱めたりが簡単な調整で可能です
- ◎体格の変化や姿勢の変化にも、後からの調整である程度対応が可能です




取付け例



脊柱の前後の変形に対してはシステムヒンジを利用して、仙骨/骨盤サポートと下部胸郭サポートの角度を変えることが可能です。



側弯がある場合は、バックサポートそれぞれに中央マウント/アームを取り付けることで左右非対称の形状を作り出すことが可能です。



骨盤後傾位で体幹の支持性の低い場合は、バックサポートそれぞれに中央マウント/アームを取り付けて前後に大きく調整することが可能です。



<レッドウッドⅢ(日進医療器株式会社)取付例>

※ヘッドサポートとしてもご利用いただけます。

厚生労働省 座位保持装置完成用部品認可パーツ (2020.4月現在)

バックサポート価格表

車椅子への取り付けには、バックサポートの他に取付金具・中央マウント／アームが必要です。
※調整幅は、バックサポートの最大(外寸)・最小(内寸)となります。

★支持部 頭部 ☆支持部 体幹部

	形 状	サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
分割ハイバックサポート		調整幅 (cm)	33-26	33-26	33-26	38-30	43-35	50-41
		高さ (cm)	—	—	17	20	20	20
		品 番	—	—	42530024	42530025	42530026	42530027
		部品名	—	—	AXSB-SF ★☆☆	AXSB-MF ★☆☆	AXSB-LF ★☆☆	AXSB-XLF ☆☆
		価格(税抜)	—	—	¥23,200	¥24,700	¥26,100	¥30,200
分割ローバックサポート		高さ (cm)	10	12	14	15	16	17
		品 番	42530150	42530151	42530028	42530029	42530030	42530031
		部品名	AXSB-XXSR ★☆☆	AXSB-XSR ★☆☆	AXSB-SR ★☆☆	AXSB-MR ★☆☆	AXSB-LR ★☆☆	AXSB-XLR ☆☆
		価格(税抜)	¥26,600	¥26,600	¥21,700	¥23,200	¥24,700	¥28,100

	形 状	サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
分割ハイバックサポート ディープ		調整幅 (cm)	—	—	40-30	44-34	50-38	55-43
		高さ (cm)	—	—	17	20	20	20
		品 番	—	—	42530190	42530191	42530192	42530193
		部品名	—	—	AXSBD-SF ☆	AXSBD-MF ☆	AXSBD-LF ☆	AXSBD-XLF ☆
		価格(税抜)	—	—	¥24,400	¥24,400	¥29,200	¥29,200
分割ローバックサポート ディープ		高さ (cm)	—	—	14	15	16	17
		品 番	—	—	42530003	42530002	42530178	42530189
		部品名	—	—	AXSBD-SR ☆	AXSBD-MR ☆	AXSBD-LR ☆	AXSBD-XLR ☆
		価格(税抜)	—	—	¥24,400	¥24,400	¥29,200	¥29,200


中央マウント/アーム



★継手部品 頭部継手 ☆支持部ベース 体幹部

アームサイズ	品 番	価格(税抜)
100mm	42530049	¥38,900 ★☆☆
125mm	42530050	
150mm	42530051	
175mm	42530052	
200mm	42530053	
225mm	42530054	
250mm	42530055	

中央マウント/アーム 単品




★継手部品 頭部継手 ☆支持部ベース 体幹部

部品名/AM-SIZE L/R					
アームサイズ (左)	品 番	価格(税抜)	アームサイズ (右)	品 番	価格(税抜)
アームのみ100mm	42530129	¥11,500 ★☆☆	アームのみ100mm	42530130	¥11,500 ★☆☆
アームのみ125mm	42530131		アームのみ125mm	42530132	
アームのみ150mm	42530133		アームのみ150mm	42530134	
アームのみ175mm	42530135		アームのみ175mm	42530136	
アームのみ200mm	42530137		アームのみ200mm	42530138	
アームのみ225mm	42530139		アームのみ225mm	42530140	
アームのみ250mm	42530141		アームのみ250mm	42530142	
部品名/CMU	中央マウントユニバーサル	品 番	42530064	価格(税抜)	¥15,900 ★☆☆

※アーム左右のどちらか一方のみでのご使用は出来ません。必ず、右と左と各1ヶずつご指定ください。


ローテーションマウント



★支持部調整用部品 体幹部

部品名/VTORM	
品 番	価格(税抜)
42530001	¥8,800 ☆☆

円形パイプ用取付金具




★固定金具部品

部品名/MB-R-SIZE		
円形パイプ適用サイズ	品 番	価格(税抜)
φ16/22mm用	42530035	¥17,700 ☆☆
φ19/20mm用	42530036	
φ22mm用	42530037	
φ25mm用	42530038	
φ32mm用	42530039	

部品名/MB-R-UE		
円形パイプ適用サイズ	品 番	価格(税抜)
共用 φ19/20/22/25mm	42530042	¥20,300 ☆☆

※円形パイプ以外の車椅子にも適用できる金具があります。詳細はお問い合わせください。

システムヒンジ



※本製品は完成用部品から除外されました

部品名/SH-SD	
品 番	価格(税抜)
42530034	¥16,600 ☆☆

※厚生労働省による座位保持装置完成用部品には認可されておりません

その他オプションパーツ

交換用カバー



	サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
分割ハイバックサポート	品 番	—	—	42530101	42530102	42530103	42530104
	価格(税抜)	—	—	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500
分割ローバックサポート	品 番	42530152	42530153	42530105	42530106	42530107	42530108
	価格(税抜)	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500

クリップオンフォーム

	サイズ	XXS	XS	S	M	L	XL
分割ハイバックサポート	品 番	—	—	42530154	42530155	42530156	42530157
	価格(税抜)	—	—	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500
分割ローバックサポート	品 番	42530158	42530159	42530160	42530161	42530162	42530163
	価格(税抜)	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500	¥13,500

延長バックサポート



	M	L
サイズ (cm)	高さ×幅 17×27	高さ×幅 21×33
品 番	42530032	42530033
価 格 (税抜)	¥19,500	¥19,500

その他バックサポート

※背中全体を一枚のサポートで支えるタイプです。

	形 状	サイズ	M	L	XL
ハイバックサポート		調整幅 (cm)	38-30	43-35	50-41
		高さ (cm)	61	61	61
		品 番	42530017	42530018	42530019
		価格(税抜)	¥55,500	¥63,000	¥75,000
標準バックサポート		高さ (cm)	40	40	40
		品 番	42530020	42530021	42530022
		価格(税抜)	¥45,000	¥48,000	¥55,500

● ケースデモ受付



ご購入を検討される際に、まずはお試ください。
豊富なデモ機の中から、お客さまに最適な仕様を
ご提案致します。弊社専任者が訪問します。
お気軽にお問合せください。

お申込み・お問合せは下記アドレスまで

info@p-supply.co.jp

● Vトラック車椅子シーティングシステム説明会

より広く、より多くの方に知っていただくために、セラピスト、車椅子処方や介助に関わる方、学校関係者、販売店担当者などに向けた“Vトラック車椅子シーティングシステム説明会”を全国に向けて行っています。



対象者 セラピスト、車椅子処方や介助に関わる方学校関係者、販売店担当者など

実施日 平日及び土曜日（時間をご相談ください）

会場 本社、又はご訪問により実施致します

費用 無料

内容紹介

- ・製品の紹介
- ・シーティングシステムのノウハウ
- ・体験

セミナー担当 弊社専任者

お申込み・お問合せは右記アドレスまで

info@p-supply.co.jp

● ユーザー登録制度のご案内

全国のお客さまと一生のお付き合いができるようにユーザー登録制度を実施しています。

訪問サービス

ユーザー登録完了後、1年以内に最大2回、弊社専任者がお伺いして無償で訪問調整を致します。
訪問調整をご希望の際は、お買い上げ販売店担当者へご連絡ください。

ホームページの製品ページの『**V-trak**』[ユーザー登録フォーム](#)に必要事項を入力してお申し込みください。

Vトラックアフターサービス

検索





パシフィックサプライ株式会社

●本 社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

●札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F

●仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
〒980-0873 宮城県仙台市青葉区広瀬町3-3 ハイアット広瀬町102

●東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

●名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5

●大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444
〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-12

www.p-supply.co.jp

販売店名

税抜表記 

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。

2020.04.MC110.1000.PAC

カタログ品番: 36010670