

Gait fix

ゲイトフィックス

GSD (ゲイトソリューションデザイン) に適したルームシューズ

2014.2
発売開始



室内をより安全に楽しく過ごせるルームシューズを考えてみました


Gait fix 特徴



仕様

品番	サイズ	適用足長(参考)	本体重量(両足)	カラー	材質	価格(税込)
69490001	S	21~23cm	約135g	ブラック	〈表素材〉 ポリエステル/ポリウレタン 〈裏素材〉 ポリエステル	5,880円
69490002	M	23~26cm	約155g			
69490003	L	26~28cm	約180g			


Gait fixはこんな時にお使いいただけます



GSDの装着時に
(GSDのズレを防止します)



シューホン等の装着時に
(床との接触音が小さくなります)



足底板のホルダーとして
(6mm厚まで)



普段お使いの室内履きの
かわりとして
(つま先を保護します)

※Gait fixは屋外では使用できません。

k パシフィックサプライ株式会社

●本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

www.p-supply.co.jp

パシフィックサプライ 検索

●札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東6-2-12 松浦ビル1F

●仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
〒980-0873 宮城県仙台市青葉区広瀬町3-3 ハイアット広瀬町102

●東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

●名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
〒486-0946 愛知県春日井市勝川町西3-5

●大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1

●広島営業所 TEL.082-293-6255 FAX.082-293-6299
〒733-0035 広島県広島市西区南観音7-5-13 ロイヤルシャトー一田1F

●福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444
〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出2-2-12

※本製品にはGSD及び装具は含まれません。

※当カタログは、消費税5%の税込価格を表記しています。

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。

※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。