



ÖSSUR[®]

LIFE WITHOUT LIMITATIONS

UNLOADER ONE[®]



Unloader One[®]

快適で軽量、薄型の装具で、懸垂性と免荷に優れた性能を発揮します。
Unloader Oneによる機能の改善が見込めることが研究により判明しています。

3点式でご構造。

弊社の3点式でご構造の有用性は、複数の査読された研究によって臨床的に証明されています。



調整可能な SmartDosing[®]

Boa[®]テクノロジーを搭載したSmartDosingは、片手調整ダイヤルにより、その場での簡易な調整が可能で、患者の単顆型膝OAによる疼痛を管理します。

薄型で目立ちません。

Unloader Oneはわずか454gの軽量で薄型のOA 膝装具であり、衣類の下に装着しても目立たず、快適にフィットします。

16

16

オンス



ズレを防ぎます。

一般的に膝装具は形状の関係でズレやすいとされていますが、弊社の特許取得済みのSensil[®]シリコンライナーは、Unloader Oneを所定の位置に快適に固定し、その効果を最大限に活用できるように特別に設計されています。

適合と装着が容易



Twist-Fit™ アタッチメント
シェルでライナーを簡単に調整できます



付属の膝窩パッド
患者の快適さを改善し、適切なストラップの位置を維持します



色分けされたバックル
簡単に直感的に使える装具の適用



ストラップのドットを合わせます
洗濯後の装具の再組み立てが容易になります

UNLOADER ONE®

UNLOADER ONE ショート SMARTDOSING付

サイズ	カフ周径*	左内側	右内側	左外側	右外側
XS	25 – 31cm	B-241618711	B-241518711	B-241628711	B-241528711
S	31 – 36cm	B-241618712	B-241518712	B-241628712	B-241528712
M	36 – 43cm	B-241618713	B-241518713	B-241628713	B-241528713
L	43 – 51cm	B-241618714	B-241518714	B-241628714	B-241528714
XL	51 – 61cm	B-241618715	B-241518715	B-241628715	B-241528715

*カフ周径：膝蓋骨中心から15cm下の周径

UNLOADER ONE® パーツ

アクセサリキット	SMARTDOSING	
	右内側/左外側	右外側/左内側
ストラップ&ストラップパッド&バックルキット, ショート	B-705277004	B-705277005
ストラップ&ストラップパッドキット, ショート	B-705277006	
DFSストラップキット, ショート	B-701240012	
パッドキット	-	-
バックルキット	B-708217003	B-708218003
アリゲータータブ(4個入り)	B-704210003	
アリゲータータブ	B-310005334	
伸展制限キット	B-301040046	
ベルクロTwist-Fitアタッチメントキット	B-721240003	
ネジ	B-301010076	
受けネジ	B-301010075	

UNLOADER ONE® アクセサリー

ÖSSUR KNEE アンダースリーブ

サイズ	大腿周径	製品番号
XS	30.5 – 38cm	B-250150201
S	38 – 45.5cm	B-250150202
M	45.5 – 56cm	B-250150203
L	55 – 66cm	B-250150204
XL	66 – 73.5cm	B-250150205
XXL	73.5 – 84cm	B-250150206

Össur Knee アンダースリーブを使う際、サスペンションストラップキットを併用するとズレを最小限にすることができます

サスペンションストラップキット

名称	製品番号
サスペンションストラップキット	UNL00212

パッド

名称	製品番号
ヒンジパッド	B-304120301
膝窩パッド/ストラップ6インチ	B-304010103

SENSIL ライナー

サイズ	カフ		大腿	
	右内側/左外側	右外側/左内側	右内側/左外側	右外側/左内側
XS	B-419700311	B-419800311	B-409700321	B-409800321
S	B-419700312	B-419800312	B-409700322	B-409800322
M	B-419700313	B-419800313	B-409700323	B-409800323
L	B-419700314	B-419800314	B-409700324	B-409800324
XL	B-419700315	B-419800315	B-409700325	B-409800325

DOESKIN ライナー

サイズ	カフ		大腿	
	右内側/左外側	右外側/左内側	右内側/左外側	右外側/左内側
XS	B-424703721	B-424803721	B-412701721	B-412801721
S	B-424703722	B-424803722	B-412701722	B-412801722
M	B-424703723	B-424803723	B-412701723	B-412801723
L	B-424703724	B-424803724	B-412701724	B-412801724
XL	B-424703725	B-424803725	B-412701725	B-412801725

DOESKINライナーを使用する場合はサスペンションストラップキットを併用するとズレを防ぎます

SENSIL AMS (ずれ落ち防止システム) ラップ

サイズ	右内側/左外側	右外側/左内側
XS	B-715217031	B-715218031
S	B-715217032	B-715218032
M	B-715217033	B-715218033
L	B-715217034	B-715218034
XL	B-715217035	B-715218035



WWW.OSSUR.JP

Össur Japan G.K.
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-27-7
FORECAST亀戸8階

TEL 03 5609 7797
FAX 03 6745 9528
info_japan@ossur.com

