



molift mover 205

モーリフトムーバー205

molift
a part of Etac

低床型ベッド対応モデル

脚部高さ
最大
60mm



moliftが目指すもの

ユーザの生活と介護者の労働環境を安全で
質の高いものにする

品番	26181114
価格	590,000 (非課税)
耐荷重	205kg
重量	42.6kg (4点ハンガー、バッテリー含む)
材質	スチール、アルミニウム
バッテリー	モーリフトパワーバック 26.4v nlmH2.6Ah
昇降回数	500mmの昇降で30~40回
キャスター	前輪35mm×6、後輪100mm×2
その他	脚部電動開閉。防水 (IPX4)。 モーリフトサービスシステム対応。

パシフィックサプライ株式会社

- 本社 TEL.072-875-8008 FAX.072-875-8010
〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1
- 東京本社 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
〒136-0073 東京都江東区北砂1-19-9

<https://www.p-supply.co.jp/>

- 札幌営業所 TEL.011-218-5801 FAX.011-218-5805
- 仙台営業所 TEL.022-227-1820 FAX.022-227-1821
- 東京営業所 TEL.03-5635-5015 FAX.03-5635-5016
- 名古屋営業所 TEL.0568-34-2696 FAX.0568-34-2697
- 大阪営業所 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015
- 福岡営業所 TEL.092-641-8151 FAX.092-641-0444

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。