

A woman with blonde hair, wearing a light blue t-shirt, is shown from the chest up. She is looking down at her right hand, which is holding a gold coin. Her right forearm and wrist are wrapped in a bright orange, perforated wrist brace. The brace has three black circular patches on the side. In the background, there is a wooden display case containing several other gold coins.

オルフィット

総合パンフレット

ダイナミックスプリント用パーツ



オルフ

商品コード	メーカーコード	標準価格
7780	35311	¥11,300 (税抜)

- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本
- 3種類の伸縮性糸(10m巻)
- ポリエステル糸(100m巻)



商品コード	メーカーコード	標準価格
7781	35318	¥7,600 (税抜)

- クロムメッキ製キャップ20個入り



商品コード	メーカーコード	標準価格
60011001	35305	¥8,000 (税抜)

- オルフィチューブ5本とオルフィチューブアジャスター5個入り
- チューブ折り曲げ用スティック1本入り

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月



商品コード	メーカーコード	標準価格
(細)7859	35312	¥2,400
(中)7860	35313	¥2,400
(太)7861	35314	¥2,600

(税抜)

- 牽引力:(細)200g(中)400g(太)600g/10m巻



商品コード	メーカーコード	標準価格
7858	35310	¥5,500 (税抜)

- チューブ10本(長さ33cm)
- チューブ折り曲げ用スティック2本



商品コード	メーカーコード	標準価格
0864	35304	¥6,700 (税抜)

- アジャスター5個と六角レンチ1本入
- オルフィチューブを調節・固定します。
- スプリントとアジャスター裏面をヒートガンで加熱し、スプリントに接着します。

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月

オルフィチューブベンダー

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011002	35308	¥1,600 (税抜)

- オルフィチューブを簡単に曲げる事ができる道具です。

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月



ポリエステル糸

商品コード	メーカーコード	標準価格
60011003	35315	¥2,100 (税抜)

- 75m巻きです。
- 牽引具を留める際に使用します。

※納期: 輸入品につき受注発注後約1ヶ月



コイルスプリング

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月



ジョイントジャック・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7863	35800	¥2,600 (税抜)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:0.7mm
- コイルの直径:5mm



ナックルベンダー・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7782	35801	¥2,600 (税抜)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1mm
- コイルの直径:10mm



指関節伸展補助・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7784	35802	¥2,600 (税抜)

- 10本入、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1mm
- コイルの直径:4mm



手関節補助用・コイルスプリング

商品コード	メーカーコード	標準価格
7783	35804	¥2,800 (税抜)

- 10本入(右5本、左5本)、カーボンスチール製
- スプリングの厚さ:1.5mm
- コイルの直径:15mm

工具



スプリングコイルプライヤー

商品コード	メーカーコード	標準価格
7926	35140	¥15,100 (税抜)

- 先端が円錐形になっていますので、直径5~10mmまでのコイルが作れます。

※納期:輸入品につき受注発注後約1ヶ月

書籍



オルフィットスプリント製作マニュアル

商品コード	メーカーコード	標準価格
7838	35011J	¥800 (税抜)

- 上肢21種類と下肢4種類のスプリント製作教本
- 訳者:パシフィックサプライ株式会社
- 日本語版監修:医学博士・作業療法士認定 ハンドセラピスト 椎名 喜美子先生



上肢スプリングカンファレンス2014論文集

商品コード	ページ数	標準価格
90150018	12ページ/A4サイズ	¥926 (税抜)

- 2014年1月25日に開催された上肢スプリングカンファレンス2014論文集です。
- スプリントを活用したリハビリテーションの記録として、ぜひお手元にお持ち下さい。



上肢スプリングカンファレンス2015論文集

商品コード	ページ数	標準価格
90150031	8ページ/A4サイズ	¥926 (税抜)

- 2015年4月25日に開催された上肢スプリングカンファレンス2015論文集です。
- スプリントを活用したリハビリテーションの記録として、ぜひお手元にお持ち下さい。



レンタルサービスのご案内

お客さまの「すぐに使いたい」、
「ある程度の期間を日常生活の中で試してみたい」
こうした声にお応えして、
Web専用有償レンタルサービスを開始しました。

ウォーターヒーターS




- ステンレス製
- 電子サーモスタット搭載で0℃から80℃まで温度設定が可能
- サイズ:340(W)×580(D)×235(H)mm
- 仕様:100V、1.5kW
- 切り忘れ機能付
- ハサミ(曲、直、ギブス用各1本)、ヒートガン付

レンタル価格(3ヶ月)

¥14,000 (税抜)



パットレンタルお申込方法



パットレンタル 検索



<https://www.p-supply.co.jp/products/patrental/>

<https://www.p-supply.co.jp/m/products/patrental/>

※パットレンタルのお申込には、プラチナクラブへの会員登録が必要です

オルフィットスプリントシートサンプル

弊社では、オルフィットスプリントシートのサンプル*のお申込を随時受け付けております。
お申込手順は以下をご参照ください。

*サンプルサイズは、オルフィキャスト3cm幅は約25cm長、オルフィキャスト12cm幅は約11cm長、その他の製品は約11cm×15cmとなります。

お申込の手順

弊社ホームページ 「製品情報」から「オルフィット」を選択し、ご希望のシートのページを選択 ※3品までの受付とさせていただきます。

申込可能なサンプル

- 【60010902】オルフィキャスト 3cm 幅
- 【60010907・60010910】オルフィキャスト 12cm 幅(色・品番指定不可)
- 【0410】オルフィットソフト 1.6mm 穴なし
- 【0412】オルフィットソフト 1.6mm 穴小
- 【0416】オルフィットソフト 2.0mm 穴小
- 【0417】オルフィットソフト NS 2.0mm 穴小
- 【0427】オルフィットハード NS3.2mm 穴中
- 【7772】オルフィットエコ 3.2mm 穴なし
- 【7990】オルフィライト 2.5mm 穴小
- 【0867】アクアフィット NS 2.4mm 穴なし

お申込



FAXの場合

- ①ホームページより「※オルフィットシートサンプル申込用紙ダウンロードはこちら」をクリック
- ②印刷の上、必要事項を記入
- ③FAXにて送付 FAX **072-875-8017**



ホームページの場合

- ①ホームページより「サンプルお申し込みはこちらから」のバナーをクリック
- ②ご所属先を選択
- ③必要事項の記入
- ④確認画面へ進み、送信

サンプルお届け 5営業日以内にご希望のサンプルが届きます

パシフィックサプライ オルフィットグループ “【Orfit】オルフィットグループ”

オルフィット製品・スプリント・セミナーに関する関連情報の他、作製動画・資料等も掲載しています。
グループ参加すると写真やコメントが掲載できます。

ページはこちら▶ <https://www.facebook.com/groups/226847337842419/>



オルフィット社facebookページ “Orfit Splinting & Rehabilitation Group”



ページを見ると…

→世界中にいる作業療法士が作成したスプリントが閲覧可能です。



グループ参加すると…

→作成したスプリントの写真&コメントを世界中に発信できます。

“Orfit Splinting & Rehabilitation Group” ページはこちら▶ <https://www.facebook.com/groups/Orfit.splinting/>

パシフィックサプライ株式会社 事業開発本部

〒574-0064 大阪府大東市御領1-12-1 TEL.072-875-8011 FAX.072-875-8015

<https://www.p-supply.co.jp>

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。