

全国の感覚統合器具をご利用されている皆さまへ

パシフィックサプライでは、感覚統合器具のメンテナンスサービス事業をいたします。



器具をお使いの皆さまから、以前よりこうしたお声を頂戴しておりました。

また、器具を固定する天井やフックについても求められる強度について、お問い合わせを頂く事がございました。弊社ではこのようなお客様からのお声に対して、メンテナンスサービスで応えて参ります。



器具の清掃・保管について確認したい

器具の安全性について確認したい

ロープやカラビナなどの消耗品の交換時期を確認したい

●メンテナンスサービス



\*メンテナンスサービスご利用者さまの声

- 安心感が増した。安全に使っていきたいと思う。
- 器具の寿命についての知識が無かったため安心しました。
- 使用方法も含めて丁寧に説明して頂いた。

ロープについて パシフィックサプライ販売のロープは5種類

世代	I	II	III	IV	V
画像					
材質・色	白色 綿ロープ	青色 綿ロープ	青色 テトロンロープ	青色 テトロンロープ	青色 テトロンロープ
打ち方	三打ち	金剛打ち	クロス打ち	三打ち	Wブレード打ち
年代	1997年以前	1997年～2004年	2004年～2009年	2009年～2013年1月	2013年2月～現在
備考	交換をお勧めします			定期的なメンテナンスが必要です	

対象商品

ホームページで受付いたします。  
<https://www.p-supply.co.jp/products/352>  
 メンテナンス詳細情報の「実施日」を確認して、希望日をお知らせください。複数日のご希望を頂いてもOKです。予約＝確定ではありません。後日日程のご連絡をいたします。

対象商品

弊社で製造・販売された感覚統合器具

- 例
- スペーススリング、スペースホッパー、スイング各種
  - (ホース、フレキサーI/II、オーシャン、サンライト、プラットホーム、ボニー、ロング、ポケット、フロッグ、モンキー、チューブ)、スペースブロック、ボールプール、スクーターボード、SI用ロープ、高さ調節金具、カラビナ、ローテーター等

※弊社以外で製造された商品についてはメンテナンスいたしかねます。

感覚統合訪問メンテナンス価格

プラン名	スイングの数	部屋の数	価格(税抜)
簡易プラン	3点まで	1部屋まで	10,000
標準プラン	1	4点から10点まで	3部屋まで
	2	11点から20点まで	4部屋から10部屋まで
無制限プラン	21点以上	11部屋以上	50,000